



SPACER-LAC

Descripción

Laca espaciadora para muñones

Utilización

Laca para pintar muñones, sirviendo de espaciador para el cemento, sellando a la vez la superficie del yeso.

Ventajas:

- indica perfectamente su secado cambiando su color naranja a rojo
- Resultados perfectos para la técnica de inlays y onlays por su consistencia fluida
- Transparente, las líneas marcadas quedan visibles
- Sin pigmentos colorantes, no es necesario agitar la botella antes del uso

Modo de empleo

Aplicar 1 mm por encima del límite cervical.
Se crea una capa de 7 micras sobre el modelo de yeso seco.
Dejar secar hasta observar el cambio de color.

Precauciones de seguridad

Producto altamente inflamable
Trabajar en lugares bien ventilados
Mantener alejados de llamas, aparatos calientes y chispas
No comer, beber o fumar durante su uso
Evitar el contacto con los ojos o la piel y la inhalación de gases
En caso de ingestión, consultar un médico
Para más información, ver la hoja de seguridad del producto

Almacenaje y caducidad

La estabilidad del producto es de 2 años, respetándose las condiciones de almacenamiento. La fecha de caducidad se entiende con el producto en su envase original y previo a la apertura del mismo

Almacenaje: Conservar el producto bien cerrado en su embalaje original y en un lugar fresco y seco.

Presentación

3210-252 Botella 25 ml color rojo

Diluyente
3220-250 Botella 25 ml

Información adicional

Las informaciones contenidas en esta hoja de instrucciones están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos y se dan solamente a título informativo sin que ello implique una garantía por parte de Protechno.



protechno

Polígono Empordà Internacional
17469 VILAMALLA, GIRONA, SPAIN
Tel.: (34) 972 52 61 69
protechno@protechno.com
www.protechno.com



SPACER-LAC

Description

Die varnish for painting stumps

Uses

Varnish for painting stumps, serving as separator for the cement, at the same time sealing the stone surface.

Advantages:

- Shows the moment when it's dry changing its color from orange to red
- Perfect results for the inlay and onlay technique because of its fluid consistence
- Clear, the marked lines rest visible
- Without coloring pigments, it's no necessary to shake the bottle before use.

Use instructions

Apply the varnish 1 mm above the cervical limit

Then a layer of 7 microns is obtained over the model

Let dry until the change of color

Safety cautions

High flammable product

Work in well ventilated places

Keep away from naked flames, hot items and sparks

Do not eat, drink or smoke while using

Avoid contact with skin or eyes and the inhalation of gases

In the event of ingestion, consult a doctor

For further information, see the safety data sheet of the product

Storage

The stability of the product is 2 years respecting the storage conditions. (Note: The expiry date is considered with the product in his original packing and before been opened).

Storage: Keep the product tightly closed in its original package and in a dry cool place.

Packing

3210-252 Bottle 25 ml color red

Thinner
3220-250 Bottle 25 ml

Additional information

The information given in this sheet is based on our level of knowledge at the moment at the date of printing and is not intended to be a warranty for the product.



protechno

Polígono Empordà Internacional

17469 VILAMALLA, GIRONA ,

SPAIN Tel.: (34) 972 52 61 69

protechno@protechno.com

www.protechno.com