



SCAN-LAC

Descripción

Pintura antirreflejante para el escaneado CAD/CAM

Utilización

Pintura para eliminar los defectos de escaneado en zonas con brillos.

Especialmente recomendado para piezas metálicas

Ventajas:

- Se obtiene una muy fina capa totalmente opaca y sin reflejos
- Fácilmente eliminable, solamente con agua
- Aplicación directa con el pincel, mejora el control sobre la zona a aplicar

Usos recomendados

- Para pilares metálicos en prótesis sobre implantes cimentados
- Para posicionadores metálicos en prótesis sobre implantes atornillados

Otros usos:

Patrones de cera no escaneables

Silicona de encía

Moldes de yeso no escaneable o con reflejos

Modo de empleo

Agitar el envase vigorosamente hasta observar un producto uniforme.



La consistencia del producto es bastante líquida. **Por su composición, se puede evaporar fácilmente si el envase permanece abierto.**

Recomendamos verter una pequeña cantidad de producto en el vasito suministrado y así mantener la botella abierta el mínimo tiempo posible.

Se adjunta una botella de líquido diluyente para corregir la densidad del producto en caso que sea demasiado espeso lo que generaría una capa demasiado gruesa

Pintar con el pincel la zona con reflejos a escanear, creando una fina capa.

Dejar secar unos segundos y la pieza ya está lista para ser escaneada.

Posteriormente se pueden eliminar los restos simplemente con agua.

Precauciones de seguridad

Producto altamente inflamable

Trabajar en lugares bien ventilados

Mantener alejados de llamas, aparatos calientes y chispas

No comer, beber o fumar durante su uso

Evitar el contacto con los ojos o la piel y la inhalación de gases

En caso de ingestión, consultar un médico

Para más información, ver la hoja de seguridad del producto

Almacenaje y caducidad

La estabilidad del producto es de 2 años, respetándose las condiciones de almacenamiento. La fecha de caducidad se entiende con el producto en su envase original y previo a la apertura del mismo

Almacenaje: Conservar el producto bien cerrado en su embalaje original y en un lugar fresco y seco.

Presentación

0610-150 Kit de 2 botellas de 15 ml (pintura + diluyente)
Incluye pincel y vasito dosificador

Información adicional

Las informaciones contenidas en esta hoja de instrucciones están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos y se dan solamente a título informativo sin que ello implique una garantía por parte de Protechno.



protechno

Polígono Empordà Internacional
17469 VILAMALLA, GIRONA, SPAIN

Tel.: (+34) 972 52 61 69

protechno@protechno.com

www.protechno.com



SCAN-LAC

Description

Anti-reflective paint for CAD/CAM scanning.

Uses

Paint to eliminate scanning defects in shiny areas.
Especially recommended for metal parts.

Advantages:

- Provides a very thin, completely opaque and reflection-free layer.
- Easily removable with water only.
- Direct application with a brush, improving control over the application area.

Recommended uses

- For metal abutments in cemented implant prosthetics.
- For metal positioners in screw-retained implant prosthetics.

Other uses:

Non-scannable wax patterns.

Gum silicone.

Non-scannable or reflective gypsum molds.

Instructions for use

Vigorously shake the container until a uniform product is observed.



The consistency of the product is quite liquid. **Due to its composition, it can easily evaporate if the container remains open.**

We recommend pouring a small amount of product into the supplied cup to keep the bottle open for the shortest possible time.

A bottle of liquid thinner is included to adjust the product density in case it is too thick, which would create a layer that is too thick.

Paint the area with reflections to be scanned using the brush, creating a thin layer.

Allow a few seconds to dry, and the piece is ready to be scanned.

Any remaining residue can be easily removed with water.

Safety cautions

Highly flammable product.

Work in well-ventilated areas.

Keep away from flames, hot surfaces, and sparks.

Do not eat, drink, or smoke during use.

Avoid contact with eyes, skin, and inhalation of fumes.

In case of ingestion, consult a physician.

For more information, refer to the product safety data sheet.

Storage and expiration

The product's stability is 2 years when stored under proper conditions. The expiration date refers to the product in its original packaging and prior to opening.

Storage: Keep the product tightly closed in its original packaging in a cool, dry place.

Packaging

0610-150: Kit of 2 bottles, 15 ml each (paint + thinner)

Includes brush and dosing cup.

Additional information

The information given in this sheet is based on our level of knowledge at the moment at the date of printing and is not intended to be a warranty for the product.



protechno

Polígono Empordà Internacional

17469 VILAMALLA, GIRONA, SPAIN

Tel.: (+34) 972 52 61 69

protechno@protechno.com

www.protechno.com