



# DURGUIX

MODELOS & ANTAGONISTAS / **YESOS**



## YESO DE ALTA CALIDAD

- YESO PARA USO GENERAL DEL LABORATORIO
- INDICADO PARA LA FABRICACIÓN DE MODELOS EN LA TÉCNICA ACRÍLICA Y ESQUELÉTICA, MODELOS ANTAGONISTAS Y EN LA FORMACIÓN DE CUBETAS DE IMPRESIÓN

YESO TIPO 3 • ISO 6873



**protechno**

ADVANCED DENTAL PRODUCTS

# DURGUIX

## YESO PIEDRA DURO MEJORADO TIPO 3.

### VENTAJAS

- Consistencia **tixotrópica**
- Óptima definición de detalles
- Superficies muy lisas y duras

### MODO DE EMPLEO

Proporción polvo/agua:	100 g / 28-30 ml
Temperatura de trabajo:	20-23°C
Mezclado: Mecánico bajo vacío:	30 seg.
Manual:	60 seg.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tiempo de trabajo:	5 min.
Fraguado Inicial: (Test Vicat según ISO 6873)	9 min.
Fraguado Final: (Test Vicat según ISO 6873)	12 min.
Tiempo de fraguado:	30 min.
Expansión de fraguado (2 h.):	0.16 %
Resistencia a la compresión (1 h.):	32 N / mm <sup>2</sup>

### FORMATO DE VENTA



#### Bidón 20 kg

Rosa	Amarillo	Azul
1140-200	1140-201	1140-202

#### Saco 25 kg

Rosa	Amarillo	Azul
1140-260	1140-261	1140-262

#### Caja 25 kg

Rosa	Amarillo	Azul
1140-280	1140-281	1140-282



### PRODUCTOS ASOCIADOS

#### TENSIO-SIL

Reductor de tensiones para alginato y silicona. Modelos sin poros.



#### QUICK-ROCK

Yeso especial articulación.



**protechno**

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169  
Polígono Empordà Internacional  
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain  
**protechno@protechno.com**  
**www.protechno.com**