

STRATOGEL 3D

SEPARADORES

NUEVO



GEL SEPARADOR PARA MODELOS 3D

- FÁCIL APLICACIÓN: SE APLICA UNA SOLA CAPA CON PINCEL
- NO CONTAMINA LA RESINA 3D NI EL ACRÍLICO
- SE ELIMINA FÁCILMENTE CON AGUA



protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS

STRATOGEL 3D

GEL DE VISCOSIDAD MEDIA QUE SE APLICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL MODELO DE RESINA 3D.

VENTAJAS

- Fácil aplicación: se aplica una sola capa con pincel
- Crea una capa de separación muy fina
- No contamina la resina 3D ni el acrílico
- Se elimina fácilmente con agua

DESCRIPCIÓN

El gel, a pesar de su viscosidad, se extiende fácilmente por la superficie y cuando se seca crea una fina capa de plástico. El STRATOGEL actúa como una lámina de separación entre el modelo de resina 3D y la resina acrílica.

El producto se suministra con la viscosidad correcta para que sea eficaz con una sola capa.

Sin embargo, se puede aplicar una segunda capa sobre la primera en el caso de superficies más rugosas (modelos de impresión de más de 100 micras). Es necesario que la primera capa esté completamente seca.

Una vez seco, permanece adherida a la resina acrílica y el modelo de resina 3D queda completamente limpio. La capa de plástico se quita fácilmente con agua y un cepillo. El STRATOGEL no deja ningún residuo, no ataca la resina acrílica ni el modelo de resina 3D y no altera sus propiedades. No contiene ningún elemento tóxico.

FORMATO DE VENTA

3280-100	Botella	100 ml
3280-M10	Prueba	25 ml

PRODUCTOS RELACIONADOS

TECHNO SIN Tixo



Resina de ortodoncia de modelado rápido.

SI TE HAS QUEDADO SIN ORTHORESIN*, ¡ÉSTA ES TU SOLUCIÓN!

*Marca registrada de Degudent-Dentsply

LUX 3D MODEL 4K



TPO FREE



Resina de impresión 3D para impresión de modelos.



protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com

www.protechno.com