



TENSIO-SIL

TRENNMITTEL



MODELLE OHNE POREN

- OBERFLÄCHENTSPANNER FÜR BLASENFREIE, GLATTE OBERFLÄCHEN
- ZUM PROBLEMLOSEN AUSGIESSEN MIT GIPS, ZUR MODELLHERSTELLUNG BIS INS KLEINSTE DETAIL



protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS

TENSIO-SIL

OBERFLÄCHENTSPANNER

ANWENDUNGEN

- VEREINFACHT DIE AUSFORMUNG IN DER MODELLHERSTELLUNG MIT SILIKON, POLYETHER UND GIPS
- ANFERTIGUNG VON DUBLIERMODELLEN MIT EINBETTMASSE IN SILIKON

VORTEILE

- BLASENFREIE, DETAILGENAUE MODELLE OHNE LUFTBLASEN
- ALKOHOLFREI UND SOMIT KEINEN EINFLUSS AUF DIE GIPSEXPANSION
- PRAKTISCHE NACHFÜLLSPRAYFLASCHE + GROSSE NACHFÜLLEINHEIT

VERARBEITUNG

GLEICHMÄSSIGES AUFSPRÜHEN ODER AUFPINSELN AUF DAS MODEL ODER DEN ABDRUCK. ENTFERNEN VON ÜBERFLÜSSIGEM PRODUKT DURCH LEICHTES SCHÜTTELN.
BRAUCH KEINE TROCKNUNGSZEIT.
AUSFORMEN VON GIPS ODER EINBETTMASSE DURCH LEICHTE VIBRATION.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

DIE HALTBARKEIT IST 2 JAHRE UND DAS PRODUKT SOLLTE TROCKEN UND KÜHL IN SEINER ORIGINALVERPACKUNG GELAGERT WERDEN.

VERKAUFSFORMAT

3260-104	NACHFÜLLFLASCHE	1.000 ml
3260-124	Spray	125 ml
3260-M54	TEST PACK Spray	50 ml



IN VERBINDUNG STEHENDE PRODUKTE

KIMBERLIT

Natürlicher Gips, extrahiert, mit hoher Dichte.



ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS



Tel. +34 972 526 169
Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain
protechno@protechno.com
www.protechno.com