



DUPLIFLEX

ADVANCED Shore 22

SILICONAS

NUEVO



SILICONA DE ADICIÓN FLUIDA PARA DUPLICADOS

- DUPLICADOS DE ALTA PRECISIÓN EN 25 MINUTOS
- MÍNIMA CONTRACCIÓN Y GRAN ELASTICIDAD

ISO 14356 TYPE: 2



protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS

DUPLIFLEX

ADVANCED Shore 22

SILICONA DE ADICIÓN FLUIDA, DE DOS COMPONENTES, PARA DUPLICADOS DE PRECISIÓN.

VENTAJAS

- Fácil dosificación: 1:1
- Fácil reticulación incluso en ausencia de humedad o aire
- Mínima contracción
- Precisión elevada y constante
- Gran elasticidad

MODO DE EMPLEO

Dosificar 100 partes de **DUPLIFLEX A** y 100 partes de **DUPLIFLEX B**. Seguidamente mezclarlos hasta obtener una masa con color uniforme.

La mezcla debe realizarse lentamente para evitar la incorporación de burbujas de aire.

Se recomienda efectuar la mezcla al vacío o utilizar un equipo dosificador/mezclador.

El modelo debe estar a una distancia mínima de 5 mm. de las paredes de la cubeta y la silicona debe cubrir el borde superior del modelo un mínimo de 4 mm.

FORMATO DE VENTA

2 kg A+B (1.000 g A + 1.000 g B)

Shore 22

5036-10T

10 kg A+B (5.000 g A + 5.000 g B)

Shore 22

5036-50T

Kit INTRO 200 g A+B (100 g A + 100 g B)

Shore 22

5036-M1T

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Relación mezcla: 1:1 (comp. A : comp. B)

Tiempo de mezcla: 30 sec.

Tiempo de trabajo: 5 min.

Tiempo reticulación: 15 min.

Tiempo desmoldeo: 30 min.

Cambio dimensional: > 0,05 %

Dureza después de 24 h.: 22 Shore A

PRODUCTO ASOCIADO



CUBETA PLÁSTICO

Cubeta para el duplicado con silicona.



protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com

www.protechno.com