



ECO-CRYL COLD

AUTOPOLYMERISABLES / RÉSINES



COMPOSITIONS ET DÉCOUPES

- POLYMERISATION RAPIDE
- COMPATIBLE AVEC LES AUTRES RÉSINES ECO-CRYL
- CONSISTANCE FLUIDE POUR COULÉE



TYPE 2 · CLASSE 1 · ISO 20795-1:2013


protechno
 ADVANCED DENTAL PRODUCTS

ECO-CRYL COLD

RÉSINE ACRYLIQUE AUTOPOLYMERISABLE, SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LES RÉPARATIONS, LES REMPLISSAGES ET LES SURBAISSEMENTS DE PROTHÈSES DENTAIRES EN ACRYLIQUE.

AVANTAGES

- Polymérisation rapide
- Compatible avec les autres résines ECO-CRYL
- Consistance fluide pour le coulage

MODE D'EMPLOI

TEMPS DE TRAVAIL

Doser la poudre et le liquide dans la proportion de:

21 g de poudre : 18 ml de liquide

Phase fluide (coulable jusqu'à)

2-5 minutes à 20-21°C de température ambiante.

APPLICATION

Placer la pâte sur la réparation en utilisant une spatule pour obtenir une cape de l'épaisseur désirée. Après

2-5 minutes, la pâte atteindra une consistance plastique, moment qu'on pourra la manipuler.

ECO-CRYL COLD peut être aussi utilisé sous pression; cette sorte de polymérisation permet la réparation sans porosités.

La pâte deviendra durcie et on pourra la rébaser et polir.

FINITION ET POLISSAGE

ECO-CRYL COLD permet de réaliser ces opérations au moyen de la méthode habituellement utilisée. Nous recommandons l'utilisation des pâtes POLI-R pour le meulage et le polissage et POLI-B pour le polissage final.

CONDITIONNEMENT

9055-M20 **Kit Intro** 80 g

80 g + 60 ml + doseurs

9055-020 **Poudre** 2 x 500 g 1.000 g

9055-030 **Poudre** 8 x 500 g 4 Kg

9056-020 **Liquide** Bouteille 500 ml

9056-030 **Liquide** Boîte 2000 ml

Couleurs disponibles: R1 (Rose) et R1V (Rose veinée).

PRODUITS PARTENAIRES



DURGUIX



Plâtre pierre dur pour les applications générales en laboratoire.

TECHNOSIL

Vernis séparateur pour résines acryliques.



POLI-R

Gel à polir et à faire briller les résines.

POLI-B

Pâte à polir pour alliages précieux et résines.



protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com

www.protechno.com