



ECO-CRYL COLD

AUTOPOLIMERIZZANTI / RESINE



RIMODELLAMENTI & RIFINITURE

- POLIMERIZZAZIONE RAPIDA
- COMPATIBILE CON LE ALTRE RESINE ECO-CRYL
- CONSISTENZA FLUIDA PER IL VERSAMENTO



TIPO 2 · CLASE 1 · ISO 20795-1:2013


protechno
 ADVANCED DENTAL PRODUCTS

ECO-CRYL COLD

RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZZABILE, SPECIALE PER RIPARAZIONI, COMPOSTI E RIFINITURE DI PROTESI DENTARIE IN ACRILICO.

VANTAGGI

- Polimerizzazione rapida
- Compatibile con le altre resine ECO-CRYL
- Consistenza fluida per il versamento

ISTRUZIONI D'USO

TEMPO DI LAVORAZIONE

Dosare polvere e liquido secondo il rapporto di miscelazione:

21 g polvere : 18 ml liquido

Fase fluida

2-5 minuti a temperatura ambiente, 20-21°C.

APPLICAZIONE

Per mezzo di una spatola, applicare il materiale sulla parte rotta, formando uno strato dello spessore richiesto. Trascorsi 2-5 minuti, il materiale assumerà una consistenza plastica; in questa fase non deve essere manipolato.

ECO-CRYL COLD può essere utilizzata anche sotto pressione; questo tipo di polimerizzazione consente di effettuare riparazioni prive di porosità.

A indurimento avvenuto, si potrà rifinire e lucidare.

RIFINITURA E PULIZIA

ECO-CRYL COLD si può rifinire e pulire con il metodo usuale. Si consiglia l'utilizzo delle paste POLI-R per la molatura e lucidatura e POLI-B per la lucidatura finale.

FORMATO DI VENDITA E COLORI

9055-M20 **Kit Intro** 80 g

80 g + 60 ml + dosatore

9055-020 **Polvere** 2 x 500 g 1.000 g

9055-030 **Polvere** 8 x 500 g 4 Kg

9056-020 **Liquido** Botella 500 ml

9056-030 **Liquido** Barattolo 2000 ml

I colori disponibili sono: R1: Rosa e R1V: Rosa venato

PRODOTTI ASSOCIATI



DURGUIX



Gesso pietra duro per modelli.

TECHNOSIL

Liquido isolante per resine (resina-gesso).



POLI-R

Gel per la rifinitura e lucidatura delle resine acriliche.

POLI-B

Gel per lucidare metalli preziosi e resine acriliche.



protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com

www.protechno.com