



TECHNO SIN Tixo

AUTO POLYMÉRISABLE / RÉSINES



RÉSINE ORTHODONTIQUE

- TECHNIQUE DU SAUPOUDRAGE OU PINCEAU
- UNE GRANDE FACILITÉ DE MISE EN PLACE GRÂCE À SES PROPRIÉTÉS THIXOTROPIQUES
- TRANSPARENT, SANS PORES ET NE JAUNIT PAS

CE

1639

MD

TYPE 1 • ISO 20795-2:2013



protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS

TECHNO SIN Tixo

RÉSINE AUTO POLYMÉRISABLE POUR LA CONFECTION D'APPAREILS ORTHODONTIQUES AMOVIBLES. INDIQUÉ POUR LA TECHNIQUE DU SAUPOUDRAGE AVEC UN COMPORTEMENT PARTICULIÈREMENT THIXOTROPE.

PROPRIÉTÉS

Facile à travailler, stabilité chromatique, processus rapide.

AVANTAGES

- Polymérisation rapide
- Transparent
- Sans pores
- Anti-jaunissement

MÉTHODE D'APPLICATION

Prélevez le liquide à l'aide d'un gobelet doseur pour éviter toute contamination.

Appliquez le liquide sur le modèle (10 à 20 gouttes) en l'étalant uniformément pour former une fine pellicule.

Saupoudrez la poudre sur le modèle encore humide et retirez l'excédent.

Répétez l'application par couches successives jusqu'à obtenir l'épaisseur souhaitée.

Appliquez une couche de monomère pour améliorer la régularité de la surface.

Potérez dans l'eau à 40-45 °C sous pression (2 bars) pendant 8 à 10 minutes.

FINITION ET POLISSAGE

Finir et faire briller le TECHNO SIN Tixo avec le système d'habitude. Nous recommandons l'utilisation des pâtes POLI-R pour le meulage et le polissage et POLI-B pour le polissage final. Les réparations peuvent être effectuées avec le même matériau.

CONDITIONNEMENT

9065-M20	Kit Intro	80 g
80 g + 60 ml + doseur		

9065-020	Poudre	2 x 500 g	1 kg
----------	---------------	-----------	------

9065-030	Poudre	8 x 500 g	4 kg
----------	---------------	-----------	------

9066-020	Liquide	Bouteille	500 ml
----------	----------------	-----------	--------

9066-030	Liquide	Conteneur	2000 ml
----------	----------------	-----------	---------

PRODUITS PARTENAIRES

ORTOGUIX

Plâtre spécial pour modèles d'étude en orthodontie.



TECHNOSIL

Vernis séparateur pour résines acryliques.

TECHNOSIL SUPER

Vernis séparateur avec des huiles émulsifiées, séparation efficace sans épaisseur.



STRATOGEL 3D

Séparateur en gel pour modèles 3D.



protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com

www.protechno.com