



ECO-CRYL M

THERMO POLYMÉRISABLE / RÉSINES



SEULEMENT **3** MINUTES



DIRECTEMENT AU MICRO-ONDES



- COMPATIBLE AVEC NOTRE MOUFLE DE FOUR À MICRO-ONDES
- POLYMÉRISATION TRADITIONNELLE OU PAR MICRO-ONDES
- STABILITÉ DE LA COULEUR DANS LE TEMPS

CE
1639
MD

TYP 5 • ISO 20795-1:2013



protechno
ADVANCED DENTAL PRODUCTS

ECO-CRYL M

RÉSINE ACRYLIQUE THERMO POLYMÉRISABLE, POUR BASES DE PROTHÈSES DENTAIRES.

AVANTAGES

Différentes possibilités de polymérisation:

- Méthode traditionnelle à l'eau portée à ébullition
- Directement aux micro-ondes

Consistance plastique et malléable

Couleur longue durée

Compatible avec les dents en acrylique

MODE D'EMPLOI

TEMPS DE TRAVAIL

- Pour 1 prothèse : 21 g poudre / 18 ml liquide
- Pour 2 prothèses : 42 g poudre / 36 ml liquide

Temps de garnissage

Temps de garnissage initial: à partir de la minute 15-20 (20 °C)

Temps de garnissage final: jusqu'à la minute 30 (20 °C)

POLYMÉRISATION

a) Polymérisation standard:

Placer le moufle dans de l'eau tiède (30-40 °C). Porter à ébullition et laisser bouillir 20 minutes.

S'assurer que le récipient contient au moins 3 litres d'eau. Pour polymériser plusieurs moufles à la fois, compter au moins 2 litres d'eau par moufle. Après polymérisation, le moufle devra obligatoirement refroidir 30 min à l'air libre avant de pouvoir être plongé dans de l'eau froide.

b) **Polymérisation aux micro-ondes:** Introduire le moufle dans les micro-ondes et le chauffer pendant 3 min à une puissance de 700 W.

Après polymérisation, le moufle peut être mis directement dans l'eau froide pendant environ 45 minutes. Le moufle micro-ondes MUFLA MICROONDAS est réalisé en matière plastique qui n'est pas conductrice de température et qui assure un refroidissement progressive sans contractions de la résine.

FINITION ET POLISSAGE

ECO-CRYL M permet de réaliser ces opérations au moyen de la méthode habituellement utilisée. Nous recommandons l'utilisation des pâtes **POLI-R** pour le meulage et le polissage et **POLI-B** pour le polissage final.

CONDITIONNEMENT

9010-M20 **Kit Intro** 80 g.
80 g. + 60 ml. + doseurs

9010-020 **Poudre** 1.000 g.
2 x 500 g.

9011-020 **Liquide** 500 ml.
Bouteille

Couleurs disponibles: R1 (Rose) et R1V (Rose veinée).



MOUFLE MICRO-ONDES

PRODUITS PARTENAIRES



POLI-R

Gel à polir et à faire briller les résines.

POLI-B

Pâte à polir pour alliages précieux et résines.



protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com

www.protechno.com