



# ECO-CRYL M

TERMOPOLIMERIZZABILI / RESINE



IN SOLI **3**  
MINUTI



## DIRETTAMENTE AL MICROONDE



- AL MICROONDE E PRONTO IN SOLO 3 MINUTI
- POLIMERIZZAZIONE TRADIZIONALE O A MICROONDE
- STABILITÀ DEL COLORE NEL TEMPO

CE  
1639  
MD

TYP 5 • ISO 20795-1:2013

  
**protechno**  
ADVANCED DENTAL PRODUCTS

# ECO-CRYL M

RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZZABILE, PER BASI DI DENTIERE COMPLETE E PARZIALI.

## VANTAGGI

Diverse possibilità di polimerizzazione

- Metodo tradizionale con acqua bollente
- Direttamente al microonde

Consistenza plastica e malleabile

Colore a lunga durata

Utilizzabile con denti acrilici

## ISTRUZIONI D'USO

### TEMPO DI LAVORAZIONE

- Per 1 protesi: 21 g polvere / 18 ml liquido
- Per 2 protesi: 42 g polvere / 36 ml liquido

### Tempo di imbibimento

Tempo iniziale di zeppabilità: a partire dal minuto 15-20 (20°C)

Tempo finale di zeppabilità: fino al minuto 30 (20°C)

### POLIMERIZZAZIONE

a) **Polimerizzazione convenzionale:** Mettere la muffola in acqua tiepida (30-40°C). Portare la temperatura a 100°C e lasciar bollire per 20 minuti. Assicurarsi che il recipiente contenga come minimo 3 litri di acqua. Nel caso in cui sia necessario sottoporre a polimerizzazione più di una muffola contemporaneamente, sono necessari 2 litri d'acqua per ognuna di esse.

Dopo il completamento della polimerizzazione, lasciare raffreddare la muffola all'aria per un tempo minimo di 30 minuti, trascorso il quale potrà essere immersa in acqua fredda.

b) **Polimerizzazione nel microonde:** Inserire la muffola nel forno a microonde per 3 minuti a una potenza di 700 W.

Dopo il completamento della polimerizzazione è possibile raffreddare la muffola immergendola direttamente in acqua fredda per circa 45 minuti. La MUFFOLA MICROONDE è realizzata in materiale plastico cattivo conduttore di calore, per cui il raffreddamento sarà graduale e non provocherà contrazioni nella resina.

### RIFINITURA E PULIZIA

ECO-CRYL M si può rifinire e pulire con il metodo usuale. Si consiglia l'utilizzo delle paste **POLI-R** per la molatura e lucidatura e **POLI-B** per la lucidatura finale.

## FORMATO DI VENDITA E COLORI

9010-M20 **Kit Intro** 80 g

80 g + 60 ml + dosatore

9010-020 **Polvere** 1.000 g

2 x 500 g

9011-020 **Liquido** 500 ml

Botella

9098-000 **Muffola completa**

9098-100 **Piastra di pressione**

I colori disponibili sono: R1: Rosa e R1V: Rosa venato



MUFFOLA PER MICROONDE

## PRODOTTI ASSOCIATI



### POLI-R

Gel per la rifinitura e lucidatura delle resine acriliche.

### POLI-B

Gel per lucidare metalli preziosi e resine acriliche.



**protechno**

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional  
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

**protechno@protechno.com**

**www.protechno.com**