



MICRO-LAC

Description

Vernis espaceur pour moignons.

Utilisation

Vernis pour peindre les moignons, servant d'espaceur pour le ciment tout en scellant la surface du plâtre.

Avantages

- Grand assortiment d'épaisseurs (entre 5 et 13 µm).
- Couleurs vives contrairement aux cires et aux porcelaines.
- Surfaces lisses et dures après le séchage.
- Très bonne adhésion au modèle en plâtre : ne se décolle pas avec la vapeur.

Mode d'emploi

Agiter énergiquement la bouteille avant l'emploi pour bien homogénéiser le produit.

Éliminer l'excédent de produit du pinceau et appliquer directement sur le moignon en plâtre.

Laisser sécher complètement avant d'appliquer une deuxième couche.

Le temps de séchage peut varier en fonction de la température ambiante et de la quantité de produit appliquée (environ 15 s)

Si besoin est, on peut ajouter quelques gouttes de diluant au vernis espaceur pour augmenter sa fluidité.

Précautions de sécurité

Liquide très inflammable, on ne devra l'utiliser que dans des zones non-fumeurs bien ventilées, loin de toute flamme ou d'appareils dégagant de la chaleur. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le travail. Éviter tout contact avec les yeux ou la peau. Ne pas inhaler les émanations

En cas d'ingestion, consulter un médecin. Pour plus de renseignements, voir la fiche de sécurité sur le produit.

Stockage et péremption

Stabilité du produit: 2 année (selon le respect des instructions de conservation).

Stockage: Conserver le produit fermé dans son emballage d'origine dans un endroit sec à l'abri de l'humidité.

Conditionnement

3221-300	Bleu 5 µm	Bouteille 30 ml
3221-301	Rouge 10 µm	Bouteille 30 ml
3221-302	Argent 13 µm	Bouteille 30 ml
3222-300	Diluant	Bouteille 30 ml

Note:

Les informations contenues sur cette fiche technique sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et sont données à titre de valeur indicative.



Polígono Empordà Internacional 17469 VILAMALLA, GIRONA, SPAIN
 Tel.: (34) 972 52 61 69
 protechno@protechno.com www.protechno.com



MICRO-LAC

Descrizione

Lacca spaziatrice per monconi.

Utilizzazione

Lacca per colorare monconi che funge da distanziatore per il cemento e contemporaneamente sigilla la superficie del gesso.

Vantaggi

- Vasto assortimento di spessori (da 5 a 13 µm).
- Colori brillanti che contrastano con la cera e con la porcellana.
- Superfici lisce e dure dopo l'essiccazione.
- Ottima adesione al modello in gesso: non si stacca con il vapore.

Istruzioni per l'uso

Agitare energicamente il recipiente prima dell'uso fino ad ottenere un prodotto omogeneo.

Rimuovere il prodotto in eccesso dal pennello e applicare direttamente sul moncone di gesso.

Lasciare asciugare completamente e poi stenderne un altro strato.

Il tempo di essiccazione può variare in funzione della temperatura ambiente e della quantità di prodotto applicata (15 secondi circa).

Se necessario, si può aggiungere qualche goccia di diluente alla lacca spaziatrice per aumentarne la fluidità.

Precauzioni per la sicurezza

Prodotto facilmente infiammabile. Utilizzare in ambienti ben areati. Evitare calore, fiamme e scintille

Durante il lavoro non mangiare, bere o fumare. Evitare un contatto con gli occhi e non respirare i vapori.

Per ulteriori informazioni, vedere la scheda dei dati di sicurezza relativa ai prodotti

Conservazione e scadenza

La stabilità del prodotto ha luogo di 2 anni (rispettando le istruzioni)

Conservare il prodotto dentro il suo imballo originale in ambiente asciutto.

Confezioni

3221-300	Blu 5 µm	Bottiglia 30 ml
3221-301	Rosso 10µm	Bottiglia 30 ml
3221-302	Argento 13 µm	Bottiglia 30 ml
3222-300	Diluente	Bottiglia 30 ml

Garanzia

Le nostre raccomandazioni relative alle tecniche applicate, sia verbali che scritte o sotto forma di istruzioni pratiche, si basano sulle nostre esperienze e/o prove, e per tanto vanno considerate unicamente come norme indicative



Polígono Empordà Internacional 17469 VILAMALLA, GIRONA, SPAIN
 Tel.: (34) 972 52 61 69
 protechno@protechno.com www.protechno.com



MICRO-LAC

Descripción

Laca espaciadora para muñones

Utilización

Laca para pintar muñones, sirviendo de espaciador para el cemento, sellando a la vez la superficie del yeso.

Ventajas:

- Amplio surtido de espesores (entre 5 y 13 µm)
- Colores brillantes que contrastan con ceras, y porcelanas.
- Superficies lisas y duras después del secado
- Muy buena adhesión al modelo de yeso: no se desprende con vapor

Modo de empleo

Agitar energicamente la botella antes de usar hasta observar un producto uniforme.

Eliminar el exceso de producto del pincel y aplicar directamente sobre el muñon de yeso.

Dejar secar completamente antes de aplicar una segunda capa.

El tiempo de secado puede variar dependiendo de la temperatura ambiente y de la cantidad de producto aplicada (aproximadamente 15 seg.)

Si es necesario, se pueden añadir unas gotas de diluyente al espaciador para aumentar su fluidez.

Precauciones de seguridad

Producto altamente inflamable. Trabajar en lugares bien ventilados. Mantener alejados de llamas, aparatos calientes y chispas. No comer, beber o fumar durante su uso

Evitar el contacto con los ojos o la piel y la inhalación de gases. En caso de ingestión, consultar un médico. Para más información, ver la hoja de seguridad del producto

Almacenaje y caducidad

La estabilidad del producto es de 2 años, respetándose las condiciones de almacenamiento. La fecha de caducidad se entiende con el producto en su envase original y previo a la apertura del mismo

Almacenaje: Conservar el producto bien cerrado en su embalaje original y en un lugar fresco y seco.

Presentación

3221-300	Azul 5 µm	Botella 30 ml
3221-301	Rojos 10 µm	Botella 30 ml
3221-302	Plata 13 µm	Botella 30 ml
3222-300	Diluyente	Botella 30 ml

Información adicional

Las informaciones contenidas en esta hoja de instrucciones están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos y se dan solamente a título informativo sin que ello implique una garantía por parte de Protechno.



Polígono Empordà Internacional 17469 VILAMALLA, GIRONA, SPAIN
 Tel.: (34) 972 52 61 69
 protechno@protechno.com www.protechno.com



MICRO-LAC

Description

Dye varnish for painting stumps

Uses

Varnish for painting stumps, serving as separator for the cement, at the same time sealing the stone surface.

Advantages:

- Wide range of thickness from 5 to 13 µm
- Bright colours that contrast to waxes and porcelains.
- Hard and smooth surfaces after setting.
- Very good adhesion to stone models: it's impossible to remove with steam.

Use instructions

Shake the bottle vigorously before use until the uniformity of the product

Remove the excess of liquid from the brush and apply directly on the stone stump.

Let dry completely before applying a new layer

The setting time can be modified by the room temperature and the amount of applied product (approx. 15 sec)

If it's necessary, some drops of thinner can be added to the spacer to increase the viscosity.

Safety cautions

High flammable product. Work in well ventilated places. Keep away from naked flames, hot items and sparks
Do not eat, drink or smoke while using.

Avoid contact with skin or eyes and the inhalation of gases. In the event of ingestion, consult a doctor
For further information, see the safety data sheet of the product

Storage

The stability of the product is 2 years respecting the storage conditions. (Note: The expiry date is considered with the product in his original packing and before been opened).

Storage: Keep the product tightly closed in its original package and in a dry cool place.

Packing

3221-300	Blue 5 µm	Bottle 30 ml
3221-301	Red 10 µm	Bottle 30 ml
3221-302	Silver 13 µm	Bottle 30 ml
3222-300	Thinner	Bottle 30 ml

Additional information

The information given in this sheet is based on our level of knowledge at the moment at the date of printing and is not intended to be a warranty for the product.



Polígono Empordà Internacional 17469 VILAMALLA, GIRONA, SPAIN
 Tel.: (34) 972 52 61 69
 protechno@protechno.com www.protechno.com



MICRO-LAC

Descripción

Laca espaciadora para muñones

Utilización

Laca para pintar muñones, sirviendo de espaciador para el cemento, sellando a la vez la superficie del yeso.

Ventajas:

- Amplio surtido de espesores (entre 5 y 13 µm)
- Colores brillantes que contrastan con ceras, y porcelanas.
- Superficies lisas y duras después del secado
- Muy buena adhesión al modelo de yeso: no se desprende con vapor

Modo de empleo

Agitar energicamente la botella antes de usar hasta observar un producto uniforme.

Eliminar el exceso de producto del pincel y aplicar directamente sobre el muñón de yeso.

Dejar secar completamente antes de aplicar una segunda capa.

El tiempo de secado puede variar dependiendo de la temperatura ambiente y de la cantidad de producto aplicada (aproximadamente 15 seg.)

Si es necesario, se pueden añadir unas gotas de diluyente al espaciador para aumentar su fluidez.

Precauciones de seguridad

Producto altamente inflamable. Trabajar en lugares bien ventilados. Mantener alejados de llamas, aparatos calientes y chispas. No comer, beber o fumar durante su uso

Evitar el contacto con los ojos o la piel y la inhalación de gases. En caso de ingestión, consultar un médico. Para más información, ver la hoja de seguridad del producto

Almacenaje y caducidad

La estabilidad del producto es de 2 años, respetándose las condiciones de almacenamiento. La fecha de caducidad se entiende con el producto en su envase original y previo a la apertura del mismo

Almacenaje: Conservar el producto bien cerrado en su embalaje original y en un lugar fresco y seco.

Presentación

3221-300	Azul 5 µm	Botella 30 ml
3221-301	Rojo 10 µm	Botella 30 ml
3221-302	Plata 13 µm	Botella 30 ml
3222-300	Diluyente	Botella 30 ml

Información adicional

Las informaciones contenidas en esta hoja de instrucciones están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos y se dan solamente a título informativo sin que ello implique una garantía por parte de Protechno.



Polígono Empordà Internacional 17469 VILAMALLA, GIRONA, SPAIN
Tel.: (34) 972 52 61 69
protechno@protechno.com www.protechno.com



MICRO-LAC

Description

Vernis espaceur pour moignons.

Utilisation

Vernis pour peindre les moignons, servant d'espaceur pour le ciment tout en scellant la surface du plâtre.

Avantages

- Grand assortiment d'épaisseurs (entre 5 et 13 µm).
- Couleurs vives contrairement aux cires et aux porcelaines.
- Surfaces lisses et dures après le séchage.
- Très bonne adhésion au modèle en plâtre : ne se décolle pas avec la vapeur.

Mode d'emploi

Agiter énergiquement la bouteille avant l'emploi pour bien homogénéiser le produit.

Éliminer l'excédent de produit du pinceau et appliquer directement sur le moignon en plâtre.

Laisser sécher complètement avant d'appliquer une deuxième couche.

Le temps de séchage peut varier en fonction de la température ambiante et de la quantité de produit appliquée (environ 15 s)

Si besoin est, on peut ajouter quelques gouttes de diluant au vernis espaceur pour augmenter sa fluidité.

Précautions de sécurité

Liquide très inflammable, on ne devra l'utiliser que dans des zones non-fumeurs bien ventilées, loin de toute flamme ou d'appareils dégageant de la chaleur. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le travail. Éviter tout contact avec les yeux ou la peau. Ne pas inhaler les émanations

En cas d'ingestion, consulter un médecin. Pour plus de renseignements, voir la fiche de sécurité sur le produit.

Stockage et péremption

Stabilité du produit: 2 années (selon le respect des instructions de conservation).

Stockage: Conserver le produit fermé dans son emballage d'origine dans un endroit sec à l'abri de l'humidité.

Conditionnement

3221-300	Bleu 5 µm	Bouteille 30 ml
3221-301	Rouge 10 µm	Bouteille 30 ml
3221-302	Argent 13 µm	Bouteille 30 ml
3222-300	Diluant	Bouteille 30 ml

Note:

Les informations contenues sur cette fiche technique sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et sont données à titre de valeur indicative.



Polígono Empordà Internacional 17469 VILAMALLA, GIRONA, SPAIN
Tel.: (34) 972 52 61 69
protechno@protechno.com www.protechno.com



MICRO-LAC

Description

Dye varnish for painting stumps

Uses

Varnish for painting stumps, serving as separator for the cement, at the same time sealing the stone surface.

Advantages:

- Wide range of thickness from 5 to 13 µm
- Bright colours that contrast to waxes and porcelains.
- Hard and smooth surfaces after setting.
- Very good adhesion to stone models: it's impossible to remove with steam.

Use instructions

Shake the bottle vigorously before use until the uniformity of the product

Remove the excess of liquid from the brush and apply directly on the stone stump.

Let dry completely before applying a new layer

The setting time can be modified by the room temperature and the amount of applied product (approx. 15 sec) If it's necessary, some drops of thinner can be added to the spacer to increase the viscosity.

Safety cautions

High flammable product. Work in well ventilated places. Keep away from naked flames, hot items and sparks Do not eat, drink or smoke while using.

Avoid contact with skin or eyes and the inhalation of gases. In the event of ingestion, consult a doctor For further information, see the safety data sheet of the product

Storage

The stability of the product is 2 years respecting the storage conditions. (Note: The expiry date is considered with the product in his original packing and before been opened).

Storage: Keep the product tightly closed in its original package and in a dry cool place.

Packing

3221-300	Blue 5 µm	Bottle 30 ml
3221-301	Red 10 µm	Bottle 30 ml
3221-302	Silver 13 µm	Bottle 30 ml
3222-300	Thinner	Bottle 30 ml

Additional information

The information given in this sheet is based on our level of knowledge at the moment at the date of printing and is not intended to be a warranty for the product.



Polígono Empordà Internacional 17469 VILAMALLA, GIRONA, SPAIN
Tel.: (34) 972 52 61 69
protechno@protechno.com www.protechno.com



MICRO-LAC

Descrizione

Lacca spaziatrice per monconi.

Utilizzazione

Lacca per colorare monconi che funge da distanziatore per il cemento e contemporaneamente sigilla la superficie del gesso.

Vantaggi

- Vasto assortimento di spessori (da 5 a 13 µm).
- Colori brillanti che contrastano con la cera e con la porcellana.
- Superfici lisce e dure dopo l'essiccazione.
- Ottima adesione al modello in gesso: non si stacca con il vapore.

Istruzioni per l'uso

Agitare energicamente il recipiente prima dell'uso fino ad ottenere un prodotto omogeneo.

Rimuovere il prodotto in eccesso dal pennello e applicare direttamente sul moncone di gesso.

Lasciare asciugare completamente e poi stenderne un altro strato.

Il tempo di essiccazione può variare in funzione della temperatura ambiente e della quantità di prodotto applicata (15 secondi circa).

Se necessario, si può aggiungere qualche goccia di diluente alla lacca spaziatrice per aumentarne la fluidità.

Precauzioni per la sicurezza

Prodotto facilmente infiammabile. Utilizzare in ambienti ben areati. Evitare calore, fiamme e scintille

Durante il lavoro non mangiare, bere o fumare. Evitare un contatto con gli occhi e non respirare i vapori.

Per ulteriori informazioni, vedere la scheda dei dati di sicurezza relativa ai prodotti

Conservazione e scadenza

La stabilità del prodotto ha luogo di 2 anni (rispettando le istruzioni)

Conservare il prodotto dentro il suo imballo originale in ambiente asciutto.

Confezioni

3221-300	Blu 5 µm	Bottiglia 30 ml
3221-301	Rosso 10 µm	Bottiglia 30 ml
3221-302	Argento 13 µm	Bottiglia 30 ml
3222-300	Diluyente	Bottiglia 30 ml

Garanzia

Le nostre raccomandazioni relative alle tecniche applicate, sia verbali che scritte o sotto forma di istruzioni pratiche, si basano sulle nostre esperienze e/o prove, e per tanto vanno considerate unicamente come norme indicative



Polígono Empordà Internacional 17469 VILAMALLA, GIRONA, SPAIN
Tel.: (34) 972 52 61 69
protechno@protechno.com www.protechno.com