



TENSIO - WAX

Descripción

Líquido reductor de tensiones.

Utilización

Líquido reductor de la tensión superficial para el tratamiento de los patrones de cera.
Permite una mejor adherencia y fluidez del revestimiento.

Aplicación

IMPORTANTE:
Agitar energicamente antes de usar

Aplicar con el vaporizador o con un pincel uniformemente.
Eliminar los posibles excesos.
Dejar secar.

Almacenaje y caducidad

La estabilidad del producto es de 2 años. Conservar el producto bien cerrado en su embalaje original y en un lugar fresco y seco

Presentación

3270-125 Spray 125 ml
3270-105 Envase recarga 1000 ml

Información adicional

Las informaciones contenidas en esta hoja de instrucciones están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos y se dan solamente a título informativo sin que ello implique una garantía por parte de Protechno.


protechno
Polígono Empordà Internacional
17469 VILAMALLA, GIRONA , SPAIN
Tel.: (34) 972 52 61 69
protechno@protechno.com
www.protechno.com



TENSIO - WAX

Description

Surface tension reducing liquid.

Use

Surface tension reducing liquid for treating wax patterns.
It allows a better adherence and flow of the investment.

Application

IMPORTANT:
Shake vigorously before use

Apply with a spray or a brush uniformly.
Remove the possible excess
Let dry.

Storage and stability

The stability of the product is 2 years. Keep the product well closed in its original package and in a dry place.

Supply

3270-125 Spray 125 ml
3270-105 Refill-Bottle 1000 ml

Additional information

The instructions that appear on this sheet are based on our current knowledge and are given as information without that implies a guarantee from Protechno


protechno
Polígono Empordà Internacional
17469 VILAMALLA, GIRONA , SPAIN
Tel.: (34) 972 52 61 69
protechno@protechno.com
www.protechno.com



TENSIO - WAX

Description

Liquide réducteur de tensions

Utilisation

Réducteur de tensions pour modelage en cire.
Permet une meilleure adhérence et fluidité du revêtement

Application

Important :
Bien agiter le flacon avant d'utiliser

Appliquer avec le spray ou bien avec un pinceau de manière uniforme.
Enlever l'excédent.
Laissez sécher

Stockage et péremption

La stabilité du produit est de 2 ans. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé dans un lieu frais et sec.

Conditionnement

3270-125 Pulvérisateur 125 ml
3270-105 Flacon de recharge 1000 ml

Information additionnelle :

Les informations contenues dans ce mode d'emploi sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et ne sont données qu'à titre informatif sans que cela implique une garantie de la part de Protechno.


protechno
Polígono Empordà Internacional
17469 VILAMALLA, GIRONA , SPAIN
Tel.: (34) 972 52 61 69
protechno@protechno.com
www.protechno.com