






CALIBRA-M®	ACUAVEST®	ACUAVEST-RAPID	ALCOVEST	CALIBRA-EXPRESS®	CERAMVEST®	CERAMVEST®-HI-SPEED	CALIBRA-PRESS	TECHNOGOLD	TECHNOVEST®-SOLDER	
										

DATOS TÉCNICOS • TECHNICAL SHEET • DONNÉES TECHNIQUES

		2:1	2:1	2:2	2:1	1:2	1:1	1:2	1:2	1:1	3:1
ISO 15912:2006 TYPE:CLASS		Phosphate	Phosphate	Phosphate	Polysil. & Alc	Phosphate	Phosphate	Phosphate	Phosphate	Gypsum	Phosphate
Material de unión · Bonding material · Matériel de liaison		14-15	13-14	13	15-18	22-23	25-26	26	25	32-34	13
Consistencia · Consistency · Consistance (ml/100g)		30	30	30	-	60	50-60	60	60	30	-
Mezcla mecánica al vacío · Mechanical vacuum mixing · Mélange mécanique sous vide (sec)		60	60	60	60	-	-	-	-	-	40
Mezcla manual · Manual mixing · Mélange manuel (sec)		4-5	4-5	5-6	8-10	6-7	7-8	6-7	7-8	6-8	2-3
Tiempo de trabajo · Working time · Temps de travail (min)		30-40	30-40	30-40	30-40	-	30	-	-	-	-
Modelo listo · Model ready · Modèle prêt (min)		60	60	30	60	25-30	60	20-30	20-30	60	10
Listo para el horno · Ready for burnout · Modèle prêt pour four (min)		0.7+1.0	0.5+0.9	0.5+0.9	1.4	2.0+1.0	1.8+1.2	2.0+1.2	0.5+1.0	0.5+1.0	0.15+0.9
Expansión (fraguado + térmica) · Expansion (setting + heating) · Expansion (prise + thermique) 2 h (%)		10-12	10-12	8	7	6-8	4-6	8-11	4-6	5	4
Resistencia compresión · Compressive strength · Résistance à la compression 2 h (MPa)		900-950°C	900-1000°C	850-900°C	950-1050°C	700-900°C	700-920°C	700-900°C	850°C	700-720°C	-
Temperatura final · Final temperature · Temperature finale (°C)		Expansor	Expansor	Expansor	A&B (Alcoh)	Expansor	Exp./Exp-B	Expansor-B	Expansor-B	Distilled w.	Distilled w.
Líquido de mezcla · Mixing liquid · Liquide de mélange											

APLICACIONES · APPLICATIONS SHEET · APPLICATIONS

Prótesis fija Fixed prosthesis Prothèse fixe	Inlays, onlays y coronas parciales · Inlays, onlays and partial crowns · Inlays, onlays et couronnes partielles					✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓
	Coronas, puentes y primarios · Crowns, bridges and primary parts · Couronnes, bridges et pièces primaires					✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓
	Secundarios y partes telescópicas · Secondary and telescopic parts · Pièces secondaires et télescopiques					✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓
	Carillas · Veneers · Facettes					✓					
	Pins, pilares · Pins, posts · Pins, piliers					✓					
	Cerámica prensada · PRESSED ceramic · Céramique à pression					✓			✓✓		
Prótesis removible Removable prosthesis Prothèse amovible	Esqueléticos · Frameworks · Squelettiques	✓	✓	✓	✓						
	Prótesis combinadas · Combined prosthesis · Prothèses combinées	✓✓									
Otros · Other · Autres	Soldadura · Soldering · Soudure										✓

● Aleación noble · Noble alloy · Alliage noble
● Aleación no noble · No-Noble alloy · Alliage non noble
● Cerámica prensada · PRESSED ceramic · Céramique pressée

 Recomendado · Recommended · Recommandé
 Alta recomendación · High recommended · Très recommandé