

QUICK-ROCK



ARTICULATION / **PLÂTRES**



EXPANSION
0.01%



PRISE RAPIDE ET DE FAIBLE EXPANSION

- EXPANSION EXTRÊMEMENT FAIBLE
- GRANDE STABILITÉ DIMENSIONNELLE
- EFFET ADHÉRENT

PLÂTRE TYPE 2 : CLASSE 1 • ISO 6873

QUICK-ROCK

PLÂTRE DENTAIRE, HAUTES PERFORMANCES.

AVANTAGES

- De prise rapide et de faible expansion.
- Expansion extrêmement faible
- Grande stabilité dimensionnelle

MODE D'EMPLOI

Consistance:	100 g/ 30 ml
Temps de température:	20-23°C
Mélange mécanique sous vide:	20 sec.
Mélange manuel:	30 sec.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Temps de travail:	1,5 min.
Initial temps de prise:	2 min.
(Test Vicat ISO 6873)	
Final temps de prise:	3 min.
(Test Vicat ISO 6873)	
Expansion (2 h.):	0.01 %
Résistance la compression (1 h.):	25 N / mm ²

CONDITIONNEMENT

BLANC

1160-100	Eco-pack (5 x 2 kg)	10 kg
1160-150	Seau	15 kg
1160-K20	Test pack (1 x 2 kg)	2 g

PRODUITS PARTENAIRES

KIMBERLIT

Plâtre naturel extra-dur de haute densité pour moignons.



ISOGIPS

Séparateur plâtre-plâtre.
SÉPARATION EFFICACE ET RAPIDE



ARTICULATEUR

Articulateur semi-ajustable sans arc facial.
Fabriqué en plastique technique.



protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169
Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain
protechno@protechno.com
www.protechno.com