

# QUICK-ROCK



ARTICOLAZIONE / GESSO



ESPANSIONE  
0.01%



## ALTA RAPIDITÀ DI PRESA E ALLA BASSA ESPANSIONE

- BASSA ESPANSIONE
- FORTE POTERE ADERENTE SUL GESSO DEI MODELLI
- EFFETTO ADERENTE

GESSO TIPO 2 : CLASSE 1 • ISO 6873



protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS

# QUICK-ROCK

## PARTICOLARMENTE INDICATO PER ARTICOLATORI.

### VANTAGGI

- **Ottima plasticità**
- Rapida preparazione
- Alta stabilità dimensionale
- Espansione minima

### MODALITÀ D'USO

Proporzioni nell' impasto:	100 g/ 30 ml
Temperatura di lavorazione:	20-23°C
Miscelazione: Meccanica:	20 sec.
Manuale:	30 sec.

### CARATTERISTICHE FISICHE

Tempo di lavoro:	1,5 min.
Indurimento iniziale:	2 min.
(Test Vicat secondo ISO 6873)	
Indurimento finale:	3 min.
(Test Vicat secondo ISO 6873)	
Expansione (2 h.):	0.01 %
Resistenza alla compressione (1 h.):	25 N/mm <sup>2</sup>

### FORMATO DI VENDITA

#### BIANCO

1160-100	Eco-pack (5 x 2 kg)	10 kg
1160-150	Bidone	15 kg
1160-M10	Test pack	100 g

## PRODOTTI ASSOCIATI

### KIMBERLIT

Gesso naturale extraduro ad alta densità.



### ISOGIPS

Separatore gesso-gesso.  
SEPARAZIONE EFFICACE E RAPIDA



### ARTICOLATORE

Articolatore semi-regolabile senza arco facciale. In plastica tecnica.



ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS



Tel. +34 972 526 169  
Polígono Empordà Internacional  
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain  
[protechno@protechno.com](mailto:protechno@protechno.com)  
[www.protechno.com](http://www.protechno.com)