

# DURGUIX



MODÈLES & ANTAGONISTES / PLÂTRES



## PLÂTRE DE HAUTE QUALITÉ

- PLÂTRE NATUREL POUR TOUS TRAVAUX EN PROTHÈSE MOBILE, POUR ANTAGONISTES ET POUR SOCLES
- ABSENCE DE DÉFORMATIONS

TYPE 3 • ISO 6873



**protechno**

ADVANCED DENTAL PRODUCTS

# DURGUIX

## PLÂTRE PIERRE DUR, TYPE 3.

### AVANTAGES

- Propriétés **thixotropiques**
- Extrême reproduction des détails de l’empreinte
- État de surface sans microbulles

### MODE D’EMPLOI

Dosage poudre/ eau:	100 g / 28-30 ml
Température de travail:	20-23°C
Malaxage: Mécanique sous vide:	30 sec.
Manuel:	60 sec.

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Temps de travail:	5 min.
Temps de prise, Début:	9 min.
(Test Vicat selon ISO 6873)	
Temps de prise, Finition:	12 min.
(Test Vicat selon ISO 6873)	
Prise définitive:	30 min.
Taux d’expansion: (2 h.):	0.16 %
Résistance à l’écrasement après (1 h.):	32 N / mm <sup>2</sup>

### CONDITIONNEMENT DISPONIBLE



#### Seau 20 kg

Rose	Jaune	Bleu
1140-200	1140-201	1140-202

#### Sac 25 kg

Rose	Jaune	Bleu
1140-260	1140-261	1140-262

#### Boîte 25 kg

Rosa	Amarillo	Azul
1140-280	1140-281	1140-282



### PRODUITS ASSOCIÉS

#### TENSIO-SIL

Réducteur de tensions pour alginate et silicone. Modèles sans porosités.



#### QUICK-ROCK

Plâtre mise en articulateur.



**protechno**

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169  
Polígono Empordà Internacional  
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain  
[protechno@protechno.com](mailto:protechno@protechno.com)  
[www.protechno.com](http://www.protechno.com)