

KIMBERLIT



MUÑONES & MODELOS / YESOS



EL TIEMPO ES ORO: MODELOS EN 20 MINUTOS

- CONSIGUE CON LA MÁXIMA CALIDAD, UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD
- IDEAL PARA PRÓTESIS FIJAS, MUÑONES Y MODELOS
- CAD/CAM COMPATIBLE

YESO TIPO 4 • ISO 6873


protechno
ADVANCED DENTAL PRODUCTS

KIMBERLIT

YESO DENTAL NATURAL DE ALTA DENSIDAD.

VENTAJAS

- Desmoldeo preciso en sólo 20 min.
- Corte de muñones sin roturas
- Tixotrópico
- Altísima resistencia

MODO DE EMPLEO

Proporción polvo/agua:	100 g/ 20 ml
Temperatura de trabajo:	20-23°C
Mezclado: Mecánico bajo vacío:	30 sec.
Manual:	60 sec.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tiempo de trabajo:	7 min.
Fraguado Inicial:	9 min.
(Test Vicat según ISO 6873)	
Fraguado Final:	13 min.
(Test Vicat según ISO 6873)	
Expansión de fraguado (2 h.):	0.08 %
Dureza (24 h.):	247 N / mm ²
Resistencia a la compresión (1 h.):	58 N / mm ²

FORMATO DE VENTA

Eco-Pack 12 Kg (6 x 2 Kg)

Dorado	Blanco
1105-120	1105-121

Bidón 18 Kg

Dorado	Blanco
1105-180	1105-181

Test Pack 2 Kg (1 x 2 Kg)

Dorado	Blanco
1105-K20	1105-K21



PRODUCTOS ASOCIADOS

ACCU-PIN

Sistema de individualización de muñones y montaje de modelos.



TENSIO-SIL

Reductor de tensiones para alginato y silicona. Modelos sin poros.



protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com

www.protechno.com