

KIMBERLIT



MONCONI & MODELLI / GESSO



IL TEMPO É ORO: MODELLI IN 20 MINUTI

- ALTISSIMA QUALITÀ CON UNA MAGGIORE PRODUTTIVITÀ
- IDEALE PER PROTESI FISSA, MONCONI E MODELLI
- CAD/CAM COMPATIBILE

GESSO TIPO 4 • ISO 6873


protechno
ADVANCED DENTAL PRODUCTS

KIMBERLIT

GESSO DENTALE NATURALE, ALTA QUALITÀ.

VANTAGGI

- **Separazione precisa dal modello in 20 min.**
- Taglio di monconi senza rotture
- Tixotropico
- Altissima resistenza

MODALITÀ D'USO

Proporzioni nell' impasto:	100 g / 20 ml
Temperatura di lavorazione:	20-23°C
Miscelazione: Meccanica:	30 sec.
Manuale:	60 sec.

CARATTERISTICHE FISICHE

Tempo di lavorazione:	7 min.
Indurimento iniziale:	9 min.
(Test Vicat secondo ISO 6873)	
Indurimento finale:	13 min.
(Test Vicat secondo ISO 6873)	
Espansione di presa (2 h.):	0.08 %
Durezza (24 h.):	247 N / mm ²
Resistenza alla compressione (1 h.):	58 N / mm ²

FORMATO DI VENDITA

Eco-Pack 12 Kg (6 x 2 Kg)

Dorato	Bianco
1105-120	1105-121

Bidone 18 Kg

Dorato	Bianco
1105-180	1105-181

Test Pack 2 Kg (1 x 2 Kg)

Dorato	Bianco
1105-K20	1105-K21



PRODOTTI ASSOCIATI

ACCU-PIN

Sistema a basette per la confezione e montaggio di modelli.



TENSIO-SIL

Riduttore di tensioni per alginato e silicone. Modelli senza porosità.



protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com

www.protechno.com