



ISOGIPS

TRENNMITTEL



GIPS-GIPS-TRENNER

- EFFEKTIVE UND SCHNELLE TRENNUNG
- BILDET KEINEN FILM
- DRINGT IN DIE OBERFLÄCHE EIN UND VERSCHLIESST DIE POREN



protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS

ISOGIPS

GIPS-GIPS-TRENNMITTEL.

HERVORRAGENDE ISOLATIONSEIGENSCHAFTEN. DRINGT IN DIE GIPSOBERFLÄCHE EIN UND VERSCHLIESST OFFENE POREN.

WIRKSAME TRENNUNG DER GIPSKOMPONENTEN OHNE FILMBILDUNG ZWISCHEN IHNEN.

ANWENDUNGEN



- Trennung der Bögen mit Sockelstiften
- Split-Cast-Trennung
- Ablösung des Modells von der Gipsfuge

VORTEILE

- Sehr schnelle Trennung
- Keine Filmbildung
- Dringt in die Oberfläche ein und verschließt die Poren
- Die Oberfläche härtet aus, wird glatt und wasserabweisend

GEBRAUCHSANWEISUNG

Tragen Sie das Produkt mit einem Sprühgerät gleichmäßig auf das Gipsmodell auf.

Etwa 10 Sekunden lang trocknen lassen.

Überschüsse können mit Druckluft entfernt und getrocknet werden.

VERKAUFSFORMAT

3215-100	Flasche	1.000 ml
3215-025	Spray	250 ml

VERWANDTE PRODUKTE



KIMBERLIT

Natürlicher Gips, extrahart, mit hoher Dichte.



QUICK-ROCK

Spezieller Gips für die Artikulation.

FLU-STONE

Flüssiger Gips, selbstnivellierend, speziell für Sockelarbeiten.



protechno

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com

www.protechno.com