



# TENSIO-SIL

SÉPARATEURS



## MODÈLES SANS PORES

- LIQUIDE RÉDUCTEUR DE TENSION QUI ÉVITE LA FORMATION DE PORES PAR EFFET DE L'AIR PIÉGÉ
- FACILITE LA COULÉE DU PLÂTRE SUR LA SURFACE DE L'EMPREINTE ET MÊME DANS LES PLUS PETITS DÉTAILS



**protechno**

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS

# TENSIO-SIL

## LIQUIDE RÉDUCTEUR DE TENSION.

### APPLICATIONS

- Moulage de modèles en plâtre sur des empreintes en silicone, alginate ou polyéther
- Réalisation de modèles dupliqués de revêtement sur silicone

### AVANTAGES

- On obtient des modèles avec des détails haute définition et sans pores
- Base aqueuse: Sans alcool, ce qui évite tout séchage avant le moulage et n'affecte pas la prise du plâtre
- Spray pratique rechargeable + emballage recharge de 1 litre

### MODE D'EMPLOI

Appliquer de préférence par pulvérisation ou au pinceau uniformément sur le moule ou le porte-empreinte.

Enlever l'excès de produit, en secouant légèrement le porte-empreinte sans qu'il dessèche.

Couler le plâtre ou le revêtement avec une légère vibration.

### STOCKAGE ET EXPIRATION

La stabilité du produit est de 2 ans. Conserver le produit bien fermé dans son emballage d'origine dans un endroit frais et sec.

### CONDITIONNEMENT DISPONIBLE

3260-104	Flacon de recharge	1.000 ml
3260-124	Spray	125 ml
3260-M54	TEST PACK Spray	50 ml



### PRODUIT ASSOCIÉ

#### KIMBERLIT

Plâtre naturel ultra-dur de haute densité.



ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS



Tel. +34 972 526 169  
Polígono Empordà Internacional  
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain  
[protechno@protechno.com](mailto:protechno@protechno.com)  
[www.protechno.com](http://www.protechno.com)