



GINGIPRO-SIL

SILICONI



MODELLI CON SIMULAZIONE DELLA GENGIVA NATURALE

- FACILE E RAPIDO DA USARE
- ELEVATA STABILITÀ
- COLORE DELLA GENGIVA NATURALE



protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS

GINGIPRO-SIL

MASCHERINA GENGIVALE PER LA RIPRODUZIONE DEI CONTORNI DEI TESSUTI MOLLI.

APPLICAZIONI

- Per la costruzione di modelli con simulazione della gengiva naturale
- Per la determinazione della forma dei bordi cervicali
- Profilo di emergenza della protesi con impianti

VANTAGGI

- Silicone per addizione in cartuccia bicomponente reticolato a freddo
- Semplice e rapido da utilizzare
- Può essere applicato con la pistola dosatrice direttamente sul modello senza incorporare bolle

GINGIPRO-SIL Rigida

Vantaggi

- Durezza ottimale che consente di fresare i bordi durante la finitura dei modelli
- Facilmente fresabile
- Precisa definizione dei bordi
- Preciso e stabile dimensionalmente

GINGIPRO-SIL Elastica

Vantaggi

- Elevato modulo di elasticità che facilita l'estrazione del modello in gesso senza strappi
- Altamente estetico grazie alla sua semitrasparenza
- Preciso e stabile dimensionalmente
- Possibilità di utilizzo sia con tecnica diretta sia con tecnica indiretta

FORMATO DI VENDITA

GINGIPRO-SIL Rigida 5072-K10

GINGIPRO-SIL Elastica 5072-K11

2 x 50 ml + 12 puntali miscelazione gialli

+ 1 separatore + 12 puntali intraorali gialli

Accessori

5073-000	Pistola dosatrice 1:1 / 2:1	1 unità
5073-CA4	Puntali di miscelazione gialli	48 unità
5073-PA4	Puntali intraorali gialli	48 unità
5072-511	Separatore 10 ml	1 unità

CARATTERISTICHE FISICHE

GINGIPRO-SIL Rigida

Rapporto di miscelazione Base: Catalizzatore	1 1
Tempo totale di lavorazione (23°C/73°F)	1'30''
Tempo di indurimento (23°C/73°F)	7'-8''
Durezza dopo 24 h. (Shore A)	70

GINGIPRO-SIL Elastica

Rapporto di miscelazione Base: Catalizzatore	1 1
Tempo totale di lavorazione (23°C/73°F)	1'30''
Tempo di indurimento (23°C/73°F)	7'-8''
Durezza dopo 24 h. (Shore A)	40



ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS



Tel. +34 972 526 169
Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain
protechno@protechno.com
www.protechno.com