

# POLI-R



POLIERMITTEL

NEUER BEHÄLTNER

DIE  
ALTERNATIVE  
ZUM  
BIMSSTEIN



## VERGESSEN SIE DEN STAUB UND BENUTZEN SIE GEL!

- ERSATZ FÜR DEN BIMSSTEIN
- SAUBERER, SCHNELLER, EINFACHER
- SCHLEIFEN UND HOCHGLANZPOLIEREN MIT DEM GLEICHEN PRODUKT



protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS

# POLI-R

**GEL ZUM POLIEREN VON PROTHESENKUNSTSTOFF.  
ERSATZ FÜR DEN BIMSSTEIN.**

## VORTEILE

- Schnelles polieren ohne Staub
- Enthält das Bakterezid CLORHEXIDINE
- Ist einfach mit Wasser entfernbar

## ANWENDUNG

### POLI-R



[1]  
**SCHLEIFPOLIEREN**  
Mit Filzkonus oder Bürste.



[2]  
**FEIN POLIEREN**  
Mit Leinenschwammel.

Glanz Finish



### POLI-B



[3]  
**HOCHGLANZ FINISH**  
Mit Leinenschwammel

Hochglanz Finish



## VERKAUFSFORMAT

7880-002

400 g (0.9 lb)

7880-M10

Muster

120 g (4.2 oz)

## VERWANDTE PRODUKTE

### POLI-B

Polierpaste für Edelmetalle und  
Prothesenkunststoff.



ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional  
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

[protechno@protechno.com](mailto:protechno@protechno.com)

[www.protechno.com](http://www.protechno.com)