



POLI-R

LUCIDATORI

NUOVO CONTENITORE

**UNA
ALTERNATIVA
ALLA PIETRA
POMICE**



DIMENTICATI DELLA POLVERE E PASSA AL GEL!

- POMICE SOSTITUITO
- PIÙ PULITO, PIÙ RAPIDO, PIÙ COMODO
- LEVIGATURA E LUCIDATURA CON LO STESSO PRODOTTO



protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS

POLI-R

**GEL PER LUCIDARE LE RESINE.
POMICE SOSTITUTO.**

VANTAGGI

- Grande velocità di levigatura senza polvere
- Contiene battericida: CLOREXIDINA
- Si elimina facilmente con acqua calda

COMO SI USA

POLI-R



[1]
LUCIDATURA ABRASIVA
con Cono in feltro o
Spazzolino.



[2]
LUCIDATURA FINE
con spazzolino di cotone.

Finitura brillante



POLI-B



[3]
BRILLANTATURA
con spazzolino di cotone.

Finitura a elevata brillantezza



FORMATO DI VENDITA

7880-002

400 g (0.9 lb)

7880-M10

Prova

120 g (4.2 oz)

PRODOTTI ASSOCIATI

POLI-B

Pasta liquida per brillantatura di metalli preciosi e resine.




protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS



Tel. +34 972 526 169
Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain
protechno@protechno.com
www.protechno.com