



# POLI-R

LUCIDATORI

**UNA  
ALTERNATIVA  
ALLA PIETRA  
POMICE**



## DIMENTICATI DELLA POLVERE E PASSA AL GEL!

- POMICE SOSTITUITO
- PIÙ PULITO, PIÙ RAPIDO, PIÙ COMODO
- LEVIGATURA E LUCIDATURA CON LO STESSO PRODOTTO



**protechno**

ADVANCED DENTAL PRODUCTS

# POLI-R

**GEL PER LUCIDARE LE RESINE.  
POMICE SOSTITUTO.**

## VANTAGGI

- Grande velocità di levigatura senza polvere
- Contiene battericida: CLOREXIDINA
- Si elimina facilmente con acqua calda

## COMO SI USA

### POLI-R



[1]  
**LUCIDATURA ABRASIVA**  
con Cono in feltro o  
Spazzolino.



[2]  
**LUCIDATURA FINE**  
con spazzolino di cotone.

Finitura brillante



### POLI-B



[3]  
**BRILLANTATURA**  
con spazzolino di cotone.

Finitura a elevata brillantezza



## FORMATO DI VENDITA

7880-002 400 g (0.9 lb)

7880-M10 Prova 120 g (4.2 oz)

## PRODOTTI ASSOCIATI

### POLI-B

Pasta liquida per brillantatura di metalli preciosi e resine.



**protechno**

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional  
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

[protechno@protechno.com](mailto:protechno@protechno.com)

[www.protechno.com](http://www.protechno.com)