




PULIDORES DE GOMA

PULIDORES



PULIDORES DE GOMA PARA CROMO COBALTO

- PULIDORES DE GOMA EN BASE A CARBURO DE SILICIO Y CAUCHO
- PARA PULIDO Y ACABADO DE ALEACIONES DE CROMO COBALTO



protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS

PULIDORES DE GOMA

PULIDORES DE GOMA PARA EL PULIDO Y ACABADO DE CROMO COBALTO Y METALES DUROS

APLICACIONES

- Ideal para pulir y desbastar

FORMATO DE VENTA

7865-100 Ruedas Ø 22 x 3 mm 100 un.

7865-101 Cilindros Ø 6 x 23 mm 100 un.



PRODUCTO ASOCIADO

POLICROM

Líquido para el pulido electrolítico de las estructuras metálicas de Cromo Cobalto.



ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com

www.protechno.com