




LUCIDATORI IN GOMMA

LUCIDATORI



LUCIDATORI IN GOMMA PER CROMO-COBALTO

- LUCIDATORI IN GOMMA A BASE DI CARBURO DI SILICIO E CAUCCIÙ
- PER LA PULIZIA E LA RIFINITURA DI LEGHE DI CROMO-COBALTO



protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS

LUCIDATORI IN GOMMA

LUCIDATORI IN GOMMA PER LA PULIZIA E LA RIFINITURA DI CROMO-COBALTO E METALLI DURI

APPLICAZIONI

- Ideale per pulizia e levigatura

FORMATO DI VENDITA

7865-100 Ruote Ø 22 x 3 mm 100 un.

7865-101 Cilindri Ø 6 x 23 mm 100 un.



PRODOTTO ASSOCIATO

POLICROM

Liquido elettrolitico per la lucidatura de CrCo.



ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS



Tel. +34 972 526 169

Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain

protechno@protechno.com

www.protechno.com