



CERA PALADAR

Descripción:

Paladares de cera preformados

Ventajas:

- Diseño anatómico
- Ahorro de tiempo
- Facilidad de adaptación
- Proporciona mejoras en la fonética

Instrucciones de uso:

Recortar la cera rosa del modelado y sustituir por el paladar de cera

Ajustar fácilmente al paladar del modelo de yeso

Unir con una fina espátula a la parte de cera modelada

Se obtiene un paladar estético y funcional en muy poco tiempo

Presentación:

8548-300 *Caja 30 un*



protechno

Polígono Empordà Internacional
17469 VILAMALLA, GIRONA , SPAIN

Tel.: (34) 972 52 61 69

protechno@protechno.com

www.protechno.com



CERA PALADAR

Description:

Palais préformés en cire

Avantages:

- Dessin anatomique
- Économie de temps
- Facilité d'adaptation
- Participe à l'amélioration de la phonétique

Conseils d'utilisation:

Découper la cire rose de votre préparation et remplacer par le palais en cire

Ajuster facilement à votre préparation et au modèle en plâtre

Finition du joint avec une fine spatule

On obtient un palais esthétique et fonctionnel en très peu de temps

Présentation:

8548-300 boîte 30 pièces



protechno

Polígono Empordà Internacional
17469 VILAMALLA, GIRONA , SPAIN

Tel.: (34) 972 52 61 69

protechno@protechno.com

www.protechno.com