



CERA UTILITY

Descripción:

Cera blanda especial para el encofrado de cubetas de impresión y montaje de dientes.

Utilización:

Con la ayuda de la CERA UTILITY se pueden construir y ampliar las cubetas de impresión de manera perfecta gracias a su flexibilidad y adherencia.

Es suave y fácil de adaptar a temperatura ambiente y puede adherirse bien sin precalentamiento.

La aplicación de la CERA UTILITY en la cubeta de impresión permite una transferencia perfecta del borde periférico de las cubetas de impresión al modelo.

Presentación:

REF.: 8522-360 Rojo Ø5 mm x 270 mm · 360 g

REF.: 8522-361 Blanco Ø5 mm x 270 mm · 360 g



protechno

Polígono Empordà Internacional
17469 VILAMALLA, GIRONA , SPAIN

Tel.: (34) 972 52 61 69

protechno@protechno.com

www.protechno.com



UTILITY WAX

Description:

Stick wax special for boxing of impression trays and for mounting teeth in removable prosthesis.

Application:

With the help of UTILITY WAX, impression trays can be perfectly constructed and enlarged thanks to its flexibility and adhesion.

It is soft and easy to adapt at room temperature and can adhere well without preheating.

The application of UTILITY WAX on the impression tray allows a perfect transfer of the peripheral edge of the impression trays to the model.

Presentation:

REF.: 8522-360 Red Ø5 mm x 270 mm · 360 g

REF.: 8522-361 White Ø5 mm x 270 mm · 360 g



protechno

Polígono Empordà Internacional
17469 VILAMALLA, GIRONA , SPAIN

Tel.: (34) 972 52 61 69

protechno@protechno.com

www.protechno.com



CIRE UTILITY

Description :

Cire spéciale pour le boxage du porte-empres et pour le montage des dents dans la prothèse mobile.

Application :

La CIRE UTILITY permet de construire et d'agrandir parfaitement les porte-empres grâce à sa souplesse et à son adhérence.

Elle est souple et facile à adapter à température ambiante et adhère bien sans préchauffage.

L'application de CIRE UTILITY sur le porte-empres permet un transfert parfait du bord périphérique des porte-empres sur le modèle.

Présentation :

REF.: 8522-360 Rouge Ø5 mm x 270 mm · 360 g

REF.: 8522-361 Blanc Ø5 mm x 270 mm · 360 g



protechno

Polígono Empordà Internacional
17469 VILAMALLA, GIRONA , SPAIN

Tel.: (34) 972 52 61 69

protechno@protechno.com

www.protechno.com



WAX UTILITY

Descrizione:

Cera speciale per il boxaggio delle portaimpronte e per il montaggio dei denti nella protesi mobile.

Application :

Con l'aiuto di WAX UTILITY, i portaimpronte possono essere costruiti e ingranditi perfettamente grazie alla sua flessibilità e adesione.

È morbida e facile da adattare a temperatura ambiente e può aderire bene anche senza preriscaldamento.

L'applicazione di WAX UTILITY sul portaimpronte consente un perfetto trasferimento del bordo periferico del portaimpronte sul modello.

Presentazione:

REF.: 8522-360 Rosso Ø5 mm x 270 mm · 360 g

REF.: 8522-361 Bianco Ø5 mm x 270 mm · 360 g



protechno

Polígono Empordà Internacional
17469 VILAMALLA, GIRONA , SPAIN

Tel.: (34) 972 52 61 69

protechno@protechno.com

www.protechno.com



WACHS UTILITY

Beschreibung:

Weiches Wachs speziell für von Abformlöffeln und Anbringung der Zähne.

Anwendung:

Mit Hilfe von WACHS UTILITY lassen sich Abformlöffel dank seiner Flexibilität und Haftfähigkeit perfekt aufbauen und vergrößern.

Es ist bei Raumtemperatur weich und leicht anpassbar und kann ohne Vorwärmung gut haften.

Das Auftragen von WACHS UTILITY auf den Abdrucklöffel ermöglicht eine perfekte Übertragung des Randes des Abdrucklöffels auf das Modell.

Aufmachung:

REF.: 8522-360 Rot Ø5 mm x 270 mm · 360 g

REF.: 8522-361 Weiß Ø5 mm x 270 mm · 360 g



protechno

Polígono Empordà Internacional
17469 VILAMALLA, GIRONA , SPAIN

Tel.: (34) 972 52 61 69

protechno@protechno.com

www.protechno.com