



**protechno**

Polígono Empordà Internacional  
17469 Vilamallà, Girona, Spain

**SCHEDA DI SICUREZZA**  
ai sensi della norma 91/155/CE

Stampato il: 27/04/05

Riveduto: 4/4/2005

**1. Identificazione della sostanza / preparato e compagnia / impresa**

**. informazioni sul prodotto:**

**. nome commerciale:** TECHNOWAX®:  
MODELAR, CERA PALADAR, CERA PEGAR, ALVIO,  
BLOCK, LISA, GRABADA, REJILLA, RETENCIÓN, GANCHOS,  
PREFORMAS, FIX, CORONAS, OPACA, CERVICAL, BASE,  
DIP, FRESADO, HILO, CANALES, ARTICULAR

**. articoli N.:** 8520, 8548, 8553, 8525, 8585, 8510, 8530-8532, 8540, 8560  
8590, 8546, 8586, 8550, 8580-1, 8551, 8588, 8582, 8587,  
8583-4, 8570, 8547, 8521

**. indicazioni sul produttore**

**produttore / fornitore:** FAMADENT, S.L.  
**indirizzo:** Polígono Empordà Internacional  
**cap / città / prov/ nazione:** E-17469 Vilamallà, Girona, Spagna  
**telefono:** +34 972 52 61 69\*  
**fax:** +34 972 52 55 86  
**E-mail:** protechno@protechno.com

**. ufficio informazioni:** Reparto tecnico **tel.:** +34 972 526169  
**. informazioni urgenti** Reparto tecnico **tel.:** +34 972 526169

**2. Composizione / Informazioni relative ai componenti.**

Miscela di cere e di paraffine.

**3. Specifica dei pericoli.**

Materiale solido, può ardere oltre il punto di infiammabilità.

**4. Misure di pronto soccorso.**

- . Inalazione:** nelle normali modalità d'impiego non esistono rischi.
- . Ingestione:** nelle normali modalità d'impiego non esistono rischi.
- . Contatto con gli occhi:** lavare abbondantemente gli occhi con acqua e rivolgersi a un medico.
- . Contatto con la pelle:** non esistono rischi in caso di contatto con il prodotto in stato solido nelle normali condizioni d'impiego. In caso di contatto con il prodotto in stato liquido, raffreddare con acqua la zona colpita, non cercare di staccare il materiale attaccato alla pelle, curare l'ustione e rivolgersi a un medico.



**protechno**

Poligono Empordà Internacional  
17469 Vilamallà, Girona, Spain

**SCHEDA DI SICUREZZA**  
ai sensi della norma 91/155/CE

Stampato il: 27/04/05

Riveduto: 4/4/2005

**5. Misure antincendio**

- . **Mezzi di estinzione adatti:** Getto d'acqua nebulizzata, schiuma, CO<sub>2</sub>, polvere e sabbia.
- . **In caso di incendio:** Utilizzare acqua nebulizzata per raffreddare le superfici esposte al fuoco e per proteggere il personale addetto.
- . **Precauzione:** L'errato utilizzo dell'acqua può fare traboccare e quindi dilagare il prodotto.

**6. Misure in caso di perdite accidentali**

- . **Se la perdita avviene con il prodotto in stato solido:**  
Spazzare la zona e se necessario spargere sabbia.
- . **Se la perdita avviene con il materiale fuso:**  
Mantenere lontano il personale, attendere la solidificazione e recuperare il prodotto per riciclarlo o smaltirlo.  
Avisare le autorità competenti se il prodotto penetra nelle fognature o nei condotti idrici.

**7. Manipolazione e stoccaggio**

- . **manipolazione:**  
Non è necessaria l'adozione di particolari misure per la manipolazione del prodotto allo stato solido.
- . **stoccaggio:**  
Evitare le temperature di stoccaggio superiori a 30° C.  
Mantenere al riparo dalla luce.

**8. Controllo dell'esposizione / Protezione del personale**

- . **Apparecchiature speciali per il personale:**  
Protezione delle vie respiratorie: non si richiedono mezzi speciali.
- . **Abbigliamento di protezione:** si raccomanda l'uso di occhiali di protezione e di guanti per la manipolazione del prodotto allo stato liquido.

**9. Proprietà fisiche e chimiche:**

- . **Stato fisico:** Solido (a 25°C)
- . **Colore:** Varia secondo il prodotto
- . **Presentazione:** Varia secondo il prodotto
- . **Punto di fusione:** 58-60° C (Varia secondo il prodotto)
- . **Punto di infiammabilità:** min. 200° C (Varia secondo il prodotto)



**protechno**

Poligono Empordà Internacional  
17469 Vilamallà, Girona, Spain

**SCHEDA DI SICUREZZA**  
ai sensi della norma 91/155/CE

Stampato il: 27/04/05

Riveduto: 4/4/2005

**10. Stabilità e reattività**

- . **Reazioni pericolose:** Non se ne conoscono.

**11. Informazioni tossicologiche**

- . **Ingestione:** Rischio improbabile nelle normali condizioni d'impiego, non è nocivo.
- . **Inalazione:** Non esistono rischi nelle normali modalità d'impiego.
- . **Contatto con la pelle:** Rischio improbabile nelle normali condizioni d'impiego.
- . **Contatto con gli occhi:** Causa leggeri disturbi agli occhi.

**12. Informazioni di tipo ecologico**

. **Mobilità**

**Terreno:**

Se se ne considerano le caratteristiche fisico-chimiche, il prodotto non è mobile sul terreno.

**Acqua:**

Insolubile, il prodotto galleggia in superficie.

. **Persistenza e degradabilità:**

Il prodotto è intrinsecamente biodegradabile.

**13. Osservazioni relative allo smaltimento**

Ai sensi delle normative locali, scarica adeguata oppure smaltimento presso uno stabilimento inceneritore di residui.

**14. Informazioni relative al trasporto**

Non è un prodotto pericoloso ai sensi del Real Decreto 363/1995 del 10/03, B.O.E. [Gazzetta Ufficiale dello Stato spagnolo] num. 133.

**15. Dati regolatori**

Il prodotto non richiede un'etichettatura speciale

**16. Altre informazioni.**



**protechno**

Poligono Empordá Internacional  
17469 Vilamallà, Girona, Spain

**SCHEDA DI SICUREZZA**  
ai sensi della norma 91/155/CE

Stampato il: 27/04/05

Riveduto: 4/4/2005

Il contenuto di questa scheda è stato redatto in buona fede e si basa sulle conoscenze relative al prodotto in nostro possesso alla data indicata. Si fanno le opportune avvertenze all'utente in merito agli eventuali rischi che possono verificarsi quando il prodotto viene utilizzato per usi diversi da quelli per cui è stato elaborato. L'utente è comunque tenuto alla conoscenza e al rispetto dei testi che regolamentano la sua attività. Adotterà, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, le precauzioni connesse all'uso che fa del prodotto. L'insieme delle suddette normative ha l'obiettivo di aiutare il destinatario a ottemperare agli obblighi che gli incombono. Questo elenco non può essere considerato esauriente. Il destinatario dovrà verificare di non essere tenuto al rispetto di ulteriori disposizioni ai sensi di ulteriori testi, diversi da quelli qui menzionati.