



TECHNOWAX® DIP

Descripción:

Cera de inmersión elástica

Utilización:

Para la obtención de cofias de muñones de espesor uniforme en la técnica de inmersión

Ventajas:

- Casi indeformable gracias a su elasticidad
- Espesores uniformes y fácilmente controlables
- Poca contracción
- Se corta sin dificultad

Presentación:

Color

Naranja

Verde

8582-200	8582-201	200 g - Trozos
8582-220	8582-221	200 g - Perlas



protechno

Polígono Empordà Internacional
17469 VILAMALLA, GIRONA , SPAIN

Tel.: (34) 972 52 61 69

protechno@protechno.com

www.protechno.com