



TECHNOWAX® HILO

Descripción:

Hilo de cera en carrete

Utilización:

Hilo de cera para la confección de bebederos de colado
Sección redonda

Ventajas:

- Sin retracción y buena estabilidad dimensional
- Fácilmente manejable a temperatura ambiente
- Perfecta adherencia a la cera del patrón
- Disponible en dos calidades

Presentación:

Rollos de 250 gr

<i>azul (normal)</i>	<i>verde (dura)</i>	<i>∅</i>
8570-250	8571-250	2.5 mm
8570-300	8571-300	3.0 mm
8570-350	8571-350	3.5 mm
8570-400	8571-400	4.0 mm
8570-500	8571-500	5.0 mm



protechno

Polígono Empordà Internacional
17469 VILAMALLA, GIRONA, SPAIN

Tel.: (34) 972 52 61 69

protechno@protechno.com

www.protechno.com