



TECHNOWAX® PREFORMAS

Descripción:

Preformas de cera

Utilización:

Preformas de cera confeccionadas para la elaboración de puentes anteriores y posteriores para ser revestidos con cerámica o materiales sintéticos

Ventajas:

- Distintos tamaños para adaptarse a todos los casos ya que se pueden tallar o encajar sin problema
- Puntos intermedios reducidos y formas anatómicas sin ribetes lingual o palatino
- Gran estabilidad
- Quema sin dejar residuos
- Ahorro significativo de tiempo

Presentación:

Estuche surtido

8546-000 Tamaños ABC . 150 pc (90 pónicos + 60 caninos)

8546-001 Tamaños BCD . 130 pc (90 pónicos + 40 caninos)

Caja reposición

Pónicos 25 pc por caja.

Caninos 10 pc por caja

17-14 Pónico	13 Canino	12-22 Pónico	23 Canino	24-27 Pónico	<	Diente
8546-A17	8546-A13	8546-A12	8546-A23	8546-A24	A	Superiores
8546-B17	8546-B13	8546-B12	8546-B23	8546-B24	B	
8546-C17	8546-C13	8546-C12	8546-C23	8546-C24	C	
8546-D17	-	8546-D12	-	8546-D24	D	

47-44 Pónico	43 Canino	42-32 Pónico	33 Canino	34-37 Pónico	v	Tamaño
8546-A17	8546-A13	8546-A12	8546-A23	8546-A24	A	Inferiores
8546-B17	8546-B13	8546-B12	8546-B23	8546-B24	B	
8546-C17	8546-C13	8546-C12	8546-C23	8546-C24	C	
8546-D17	-	8546-D12	-	8546-D24	D	



protechno

Polígono Empordà Internacional
17469 VILAMALLA, GIRONA , SPAIN

Tel.: (34) 972 52 61 69

protechno@protechno.com

www.protechno.com