



TECHNOWAX® BLOCK C+B

Descripción:

Cera para el bloqueo de imperfecciones o irregularidades en los muñones en la técnica de coronas y puentes

Ventajas:

- Extremadamente dura para poder tallarla limpiamente
- Alto punto de fusión para evitar la adherencia con las otras ceras de modelar o de inmersión

Presentación:

Color dentina

8587-200 *Lata de 20 g*



protechno

Polígono Empordà Internacional

17469 VILAMALLA, GIRONA , SPAIN

Tel.: (34) 972 52 61 69

protechno@protechno.com

www.protechno.com