



TECHNOWAX® CERA CERVICAL

Descripción:

Cera especial blanda libre de tensiones para modelar

Utilización:

Para el modelado preciso de los márgenes cervicales en coronas, puentes e inlaid en la técnica de prótesis fija.

Ventajas:

- ligeramente fluida para obtener márgenes precisos
- Sin contracción ni tensiones internas
- Quema sin dejar residuos

Presentación:

Color rojo

8551-500 *Lata de 50 g*



protechno

Polígono Empordà Internacional

17469 VILAMALLA, GIRONA , SPAIN

Tel.: (34) 972 52 61 69

protechno@protechno.com

www.protechno.com