



TECHNOWAX® CERA CORONAS

Descripción:

Cera universal semidura para modelar coronas

Utilización:

Cera para el modelado, indicada para coronas, puentes e inlays y en la técnica del modelado directo

Ventajas:

- Baja temperatura de solidificación lo que proporciona un enfriamiento rápido
- Propiedades de modelado ideales.
- Gran estabilidad dimensional
- Quema sin dejar residuos
- Ideal para cerámica sin metal

Presentación:

Lata de 50 g

Color azul

8550-500 Universal

8550-501 Regular



protechno

Polígono Empordà Internacional
17469 VILAMALLA, GIRONA , SPAIN

Tel.: (34) 972 52 61 69

protechno@protechno.com

www.protechno.com