



TECHNOWAX® CERA GRABADA

Descripción:

Cera en planchas grabada (corrugada) y calibrada

Utilización:

Para el modelado de paladares en la técnica esquelética.

Ventajas:

- No se deforman en su adaptación.
- Dúctil y manejable.
- No deja residuos de colado

Presentación:

15 planchas de color verde con dimensiones:

TECHNOWAX GRAVADA FINA: 75X150 mm

TECHNOWAX GRAVADA GRUESA: 75X150 mm

TECHNOWAX GRAVADA UNIVERSAL: 80X150 mm

<i>Grabado fino</i>	<i>Grabado grueso</i>	<i>Universal</i>	
8530-300	8531-300	--	0,30 mm.
8530-350	8531-350	8532-350	0,35 mm.
8530-400	8531-400	8532-400	0,40 mm.
8530-500	8531-500	8532-500	0,50 mm.
8530-600	8531-600	8532-600	0,60 mm.
8530-700	8531-700	8532-700	0,70 mm.



protechno

Polígono Empordà Internacional

17469 VILAMALLA, GIRONA , SPAIN

Tel.: (34) 972 52 61 69

protechno@protechno.com

www.protechno.com