



TECHNOWAX® MODELAR

Descripción:

Cera de modelar en planchas

Utilización:

Cera base para la adaptación de prótesis totales y parciales.
Disponible en 5 calidades que se adaptan a todas las necesidades.

Ventajas:

- Se elimina de forma fácil y limpia.
- Estabilidad dimensional a temperatura corporal durante la prueba en boca.
- Fácil manejo y tallado permitiendo un buen modelado.

Presentación:

Planchas 175 x 95 x 1.7 mm

<i>Normal, rosa pálido</i>	8520-450	(450 g)	8520-250	(2,5 Kg)
<i>Climas cálidos, rosa intenso</i>	8520-451	(450 g)	8520-251	(2,5 Kg)
<i>Red-TEX, roja</i>	8520-454	(450 g)		
<i>Pink-TEX, rosa</i>	8520-455	(450 g)		
<i>Extra-Red, rojo</i>	8520-456	(450 g)		
<i>Blanca</i>	8520-457	(450 g)		



protechno

Polígono Empordà Internacional
17469 VILAMALLA, GIRONA , SPAIN
Tel.: (34) 972 52 61 69
protechno@protechno.com
www.protechno.com