



# TECHNOWAX® OPACA

## Descripción:

Cera de esculpir

## Utilización:

Para modelado de coronas y puentes en dos calidades para uso con llama ( regular ) o con espátula eléctrica ( dura )

## Ventajas:

- Bajo punto de fusión que permite un modelado rápido y preciso
- Perfecta para caras oclusales
- Se obtiene una superficie lisa y pulida
- Ideal para modelados diagnósticos

## Presentación:

*Latas de 50 g*

*Color: azul marfil gris verde*

Regular	8580-500	8580-501	8580-502	8580-503
Dura	8581-500	8581-501	8581-502	8581-502



**protechno**

Polígono Empordà Internacional  
17469 VILAMALLA, GIRONA , SPAIN

Tel.: (34) 972 52 61 69

[protechno@protechno.com](mailto:protechno@protechno.com)

[www.protechno.com](http://www.protechno.com)