



# CERA PEGAR

## Descripción:

Cera especial adhesiva para la fijación de elementos protésicos en reparaciones.

## Ventajas:

- Alta dureza y fragilidad : cuando las partes a unir se mueven, la cera se quiebra
- Se adhiere a todo tipo de materiales

Notas: No usar para colados, puede dejar residuos

## Presentación:

*Color rojo*

8553-500 *Lata 50 g*



**protechno**

Polígono Empordà Internacional

17469 VILAMALLA, GIRONA , SPAIN

Tel.: (34) 972 52 61 69

protechno@protechno.com

www.protechno.com