



TECHNOWAX® CERA RETENCIÓN

Descripción:

Cadena de cera en forma de anillos redondos, ovales o dentada

Utilización:

Para el modelado de retenciones en la técnica esquelética.

Ventajas:

- Ideal para crestas mandibulares
- No se deforman en su adaptación.
- Dúctil y maleable
- Excelente retención

Presentación:

Color rojo

8560-150	<i>redonda</i>	Caja de 25 unidades
8561-150	<i>oval</i>	Caja de 25 unidades
8562-800	<i>dentada</i>	Caja de 80 unidades



protechno

Polígono Empordà Internacional

17469 VILAMALLA, GIRONA , SPAIN

Tel.: (34) 972 52 61 69

protechno@protechno.com

www.protechno.com