

# SILIKONE ÜBERSICHT · TABELLA DEI SILICONI · SILICONES TABLE



DUPLIFLEX-18	DUPLIFLEX-32	DUPLIFLEX 22	LABOSIL®-80	LABOSIL®-90	LABOSIL-2
--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-----------

## TECHNISCHE DATEN · DATI TECNICI · TECHNICAL SHEET

Härte Shore A · Durezza Shore A · Shore A hardness (24 h)	18	32	22	80	90	85
Mischverhältnis · Proporzione di miscelazione · Mixing ratio	1:1	1:1	1:1	100 g + 3 g	100 g + 3 g	1:1
Verarbeitungszeit · Tempo di lavoro · Working time (min)	4-5	4-5	4-5	1'30"	1'30"	1'30"
Vernetzungszeit · Tempo di reticolazione · Cross-linking time (min)	15	15	15	8	8	6
Entformbarkeit · Tempo di rimozione · Demoulding (min)	25	25	30	25	25	25
Präsentierung · Confezione · Presentation	Liq. A+B	Liq. A+B	Liq. A+B	Pasta + Cat.	Pasta + Cat.	Pasta A+B
Viskosität · Viscosità · Viscosity (mPa.s)	3000	8000	3500	-	-	-

## ANWENDUNGEN · APPLICAZIONI · APPLICATIONS SHEET

Dublierung von Gips und Einbettmassen · Duplicazione di gessi e rivestimenti · Duplicating of plaster and investments	✓✓	✓✓	✓✓			
Prothesengusstechnik · Per la duplicazione di modelli nella tecniche di colata · For pouring technique	✓	✓	✓✓			
Abformen und Isolieren in Küvetten · Isolamento di gesso/denti in muffola, chiavi · Isolating plaster/teeth on flask, keys				✓✓	✓✓	✓✓
Abformen für CAD/CAM · Registrazione oclusale CAD/CAM · Bite registration CAD/CAM				✓	✓	✓✓

(✓) Empfohlen  
Raccomandato  
Recommended

(✓✓) Sehr empfohlen  
Fortemente raccomandato  
High recommended