



vestige

MEDIUM

El material de impresión de viscosidad media destaca por su alta capacidad de hidrocompatibilidad y versatilidad de uso. Especialmente indicado cuando se requiere una consistencia no demasiado fluida, manteniendo la suavidad y precisión en la reproducción de detalles.

Descripción / indicaciones

Vinyl polisiloxano de consistencia media. Se puede usar tanto para la técnica de impresión simultánea o monofásica (con cubetas de impresión individuales) o como rebasante de prótesis completas y parciales. Escaneable. Color fucsia. Tiempo de fraguado normal (Regual Setting).

Kit Standard REF: 1S7001

VESTIGE PUTTY ADMix: 2x380 ml. +
10 mezcladores dinámicos + 1 anillo de fijación.

Características

- Tissotrópico.
- Procesos adecuados y tiempos de endurecimiento.
- Visco elástico.
- Estabilidad dimensional.
- Desinfectable.
- Escaneable.

Ventajas

- Alta fluidez sin colar.
- Diseñado para la máxima precisión.
- No muco-compresivo.
- Fieles y sin cambios en el tiempo.
- Seguridad para el dentista.
- Compatible con todos los sistemas CAD / CAM.

DATOS TÉCNICOS	VESTIGE MEDIUM
ISO 4823 / ADA spec. 19	Type 2 medium bodied consistency
Proporción de mezcla	1:1
Tiempo de mezcla (23 ° C)	Automix
Tiempo total de procesamiento (23°C)	2'
Tiempo en la cavidad bucal (35 ° C)	3' 30"
Tiempo de endurecimiento (35 ° C)	5' 30"
Dureza	50 SHORE "A"
Variación dimensional lineal	< 0.20%
Recuperación elástica	> 99.5%