



vestige

LIGHT-FAST

Material de impresión con baja viscosidad, indicado tanto en la técnica de doble impresión como en la técnica simultánea. Preciso en la detección de detalles, penetra en el surco y se adapta a las preparaciones gracias a la combinación perfecta de fluidez, hidrocompatibilidad y tixotropía. Tiene propiedades mecánicas superiores en términos de resistencia al desgarro.

Descripción / indicaciones

Vinyl polisiloxano de consistencia ligera para la toma de impresiones en prótesis fijas, indicado para puentes, coronas, inlays, onlays, prótesis combinadas, implantología. Para ser utilizado en combinación con VESTIGE PUTTY o VESTIGE TRAY MATERIAL. Escaneable. Color azul Tiempo de fraguado rápido (Fast Setting).

Kit Standard REF: 1S2000

VESTIGE LIGHT-FAST:
2 cartuchos de 50 ml. + 12 puntas de mezcla.

Kit Standard REF: 1S2001

VESTIGE LIGHT-FAST PACK ECO:
4 cartuchos 50ml

Características

- Tissotrópico
- Procesos adecuados y tiempos de endurecimiento.
- Comportamiento hidrofílico.
- Estabilidad dimensional.
- Desinfectable.
- Escaneable.

Ventajas

- Alta fluidez sin colar.
- Adecuado para técnicas de impresión de dos fases.
- Precisión incluso en presencia de humedad residual.
- Fieles y sin cambios en el tiempo.
- Seguridad para el dentista.
- Compatible con todos los sistemas CAD / CAM.

| DATOS TÉCNICOS | VESTIGE LIGHT-FAST |
|--|---------------------------------|
| ISO 4823 / ADA spec. 19 | Type 3 LIGHT bodied consistency |
| Proporción de mezcla | 1:1 |
| Tiempo de mezcla (23 ° C) | Automix |
| Tiempo total de procesamiento (23 ° C) | 1'30" |
| Tiempo en la cavidad bucal (35 ° C) | 2'30" |
| Tiempo de endurecimiento (35 ° C) | 4' |
| Dureza | 45 Shore "A" |
| Variación dimensional lineal | < 0.20% |
| Recuperación elástica | > 99.5% |