



vestige

LIGHT-NORMAL

Material de impresión con baja viscosidad, indicado tanto en la técnica de doble impresión como en la técnica simultánea. Preciso en la detección de detalles, penetra en el surco y se adapta a las preparaciones gracias a la combinación perfecta de fluidez, hidrocompatibilidad y tixotropía. Tiene propiedades mecánicas superiores en términos de resistencia al desgarro.

Descripción / indicaciones

Vinyl polisiloxano de consistencia ligera para la toma de impresiones en prótesis fijas, indicado para puentes, coronas, inlays, onlays, prótesis combinadas, implantología. Para ser utilizado en combinación con VESTIGE PUTTY o VESTIGE TRAY MATERIAL. Escaneable. Color azul Tiempo de fraguado normal (Regular Setting).

Kit Standard REF: 1S2100

VESTIGE LIGHT-NORMAL:

2 cartuchos de 50 ml. + 12 puntas de mezcla.

Características

- Tisotrópico
- Procesos adecuados y tiempos de endurecimiento.
- Comportamiento hidrofílico.
- Estabilidad dimensional.
- Desinfectable.
- Escaneable.

Ventajas

- Alta fluidez sin colar.
- Adecuado para técnicas de impresión simultánea.
- Precisión incluso en presencia de humedad residual.
- Fieles y sin cambios en el tiempo.
- Seguridad para el dentista.
- Compatible con todos los sistemas CAD / CAM.

DATOS TÉCNICOS	VESTIGE LIGHT-NORMAL
ISO 4823 / ADA spec. 19	Type 3 light bodied consistency
Proporción de mezcla	1:1
Tiempo de mezcla (23 ° C)	Automix
Tiempo total de procesamiento (23 ° C)	2'
Tiempo en la cavidad bucal (35 ° C)	3'
Tiempo de endurecimiento (35 ° C)	5'
Dureza	45 Shore "A"
Variación dimensional lineal	< 0.20%
Recuperación elástica	> 99.5%