



## DIA FAST SETTING

Alginate dust free ad elevata stabilità dimensionale e tempo di presa rapido.

### Descrizione / Indicazioni

Idrocolloide irreversibile con tempo di presa rapido (Fast Setting). Materiale mucostatico per impronte per modelli diagnostici, arcate parzialmente edentule, protesi parziali rimovibili, apparecchi ortodontici, impronte preliminari, antagonisti e portaimpronta individuali.

#### Confezionamento standard REF 3S1000

DIA Dental Impression Alginate Fast Set: 1 busta da 453g

#### Confezionamento REF 3S1002

1 x barattolo DRY SAFE BOX + 4 busta 453g + set misurini

### Caratteristiche

Elevato potere gelificante, ridotta sineresi

Cremoso

Tempo di indurimento rapido

Aroma "Tutti frutti"

Dust Free

Rapido assorbimento polvere/acqua

### Vantaggi

Superiore stabilità dimensionale

Non compressivo verso i tessuti molli

Comfort per il paziente

Ben tollerato anche dai bambini

Polveri trattate per non disperdere microparticelle

Miscelazione rapida e omogenea

DATI TECNICI	DIA FAST SETTING
Rapporto di dosaggio polvere/acqua	10g/17ml
Tempo di miscelazione manuale	30"
Tempo di lavorazione (ISO 1563)	1'30"/2'
Tempo di permanenza nel cavo orale	1'
Tempo di indurimento	2'30"

I tempi indicati si intendono a condizioni standard di temperatura ambiente e temperatura acqua a 23°C.  
Temperature più alte riducono i tempi indicati, temperature più basse li allungano.