



# vestige

## MEDIUM

Materiale per impronte a media viscosità, si distingue per l'elevata idrocompatibilità e versatilità d'impiego. Particolarmente indicato quando è richiesta una consistenza non troppo fluida, mantenendo scorrevolezza e precisione nella riproduzione dei dettagli.

### Descrizione / Indicazioni

Vinilpolisilossano a consistenza medium, può essere utilizzato sia per tecnica di impronta simultanea o monofase (con portaimpronta individuale) o per la ribasatura di protesi totali e parziali. Scansionabile. Colore fucsia.

#### Confezionamento standard REF 1S3000

VESTIGE MEDIUM: 2 cartucce 50ml + 12 puntali di miscelazione

### Caratteristiche

- Tissotropico
- Tempi adeguati di lavorazione e indurimento
- Visco elastico
- Stabile dimensionalmente
- Disinfettabile
- Scansionabile

### Vantaggi

- Elevata scorrevolezza senza colare
- Progettato per la massima accuratezza
- Non muco-compressivo
- Impronta fedele e inalterata nel tempo
- Sicurezza per il dentista
- Compatibile con tutti i sistemi CAD/CAM

DATI TECNICI	VESTIGE MEDIUM
ISO 4823 / ADA spec. 19	Type 2 medium bodied consistency
Rapporto di miscelazione	1:1
Tempo di miscelazione (23°C)	Automix
Tempo totale di lavorazione (23°C)	2'
Tempo di permanenza nel cavo orale (35°C)	3'30"
Tempo di indurimento (35°C)	5'30"
Durezza	50±2 Shore "A"
Variazione dimensionale lineare	< 0,20%
Recupero elastico	> 99,5%